



PŘEHLED JEDNOPRVKOVÝCH HCL (VÝBOJEK S DUTOU KATODOU) FIRMY PHOTRON, PRŮMĚR 37 MM (1 1/2")

GBC, Varian, Analytic Jena, Thermo (Unicam, Thermo Jarrel-Ash), Shimadzu, Hitachi



Prvek	NEKÓDOVANÉ 2kolíková patice		KÓDOVANÉ 4kolíková patice GBC, Varian		KÓDOVANÉ 7kolíková patice Thermo Fisher/Unicam	
	Kat. č.	Cena (Kč)	Kat. č.	Cena (Kč)	Kat. č.	Cena (Kč)
Al	P801	na dotaz	P801C	na dotaz	P801UC	na dotaz
Sb	P802	na dotaz	P802C	na dotaz	P802UC	na dotaz
As	P803	na dotaz	P803C	na dotaz	P803UC	na dotaz
Ba	P804	na dotaz	P804C	na dotaz	P804UC	na dotaz
Be	P805	na dotaz	P805C	na dotaz	P805UC	na dotaz
Bi	P806	na dotaz	P806C	na dotaz	P806UC	na dotaz
B	P807	na dotaz	P807C	na dotaz	P807UC	na dotaz
Cd	P808	na dotaz	P808C	na dotaz	P808UC	na dotaz
Ca	P809	na dotaz	P809C	na dotaz	P809UC	na dotaz
Cs	P810	na dotaz	P810C	na dotaz	P810UC	na dotaz
Ce	P811	na dotaz	P811C	na dotaz	P811UC	na dotaz
Cr	P812	na dotaz	P812C	na dotaz	P812UC	na dotaz
Co	P813	na dotaz	P813C	na dotaz	P813UC	na dotaz
Cu	P814	na dotaz	P814C	na dotaz	P814UC	na dotaz
Dy	P815	na dotaz	P815C	na dotaz	P815UC	na dotaz
Er	P816	na dotaz	P816C	na dotaz	P816UC	na dotaz
Eu	P817	na dotaz	P817C	na dotaz	P817UC	na dotaz
Gd	P818	na dotaz	P818C	na dotaz	P818UC	na dotaz
Ga	P819	na dotaz	P819C	na dotaz	P819UC	na dotaz
Ge	P820	na dotaz	P820C	na dotaz	P820UC	na dotaz
Au	P821	na dotaz	P821C	na dotaz	P821UC	na dotaz
Hf	P822	na dotaz	P822C	na dotaz	P822UC	na dotaz
Ho	P823	na dotaz	P823C	na dotaz	P823UC	na dotaz
In	P824	na dotaz	P824C	na dotaz	P824UC	na dotaz
Ir	P825	na dotaz	P825C	na dotaz	P825UC	na dotaz
Fe	P826	na dotaz	P826C	na dotaz	P826UC	na dotaz
La	P827	na dotaz	P827C	na dotaz	P827UC	na dotaz
Pb	P828	na dotaz	P828C	na dotaz	P828UC	na dotaz
Li	P829	na dotaz	P829C	na dotaz	P829UC	na dotaz
Lu	P830	na dotaz	P830C	na dotaz	P830UC	na dotaz
Mg	P831	na dotaz	P831C	na dotaz	P831UC	na dotaz
Mn	P832	na dotaz	P832C	na dotaz	P832UC	na dotaz
Hg	P833	na dotaz	P833C	na dotaz	P833UC	na dotaz
Mo	P834	na dotaz	P834C	na dotaz	P834UC	na dotaz
Nd	P835	na dotaz	P835C	na dotaz	P835UC	na dotaz
Ni	P836	na dotaz	P836C	na dotaz	P836UC	na dotaz
Nb	P837	na dotaz	P837C	na dotaz	P837UC	na dotaz
Os	P838	na dotaz	P838C	na dotaz	P838UC	na dotaz
Pd	P839	na dotaz	P839C	na dotaz	P839UC	na dotaz
Pt	P840	na dotaz	P840C	na dotaz	P840UC	na dotaz
K	P841	na dotaz	P841C	na dotaz	P841UC	na dotaz
Pr	P842	na dotaz	P842C	na dotaz	P842UC	na dotaz
Re	P843	na dotaz	P843C	na dotaz	P843UC	na dotaz
Rh	P844	na dotaz	P844C	na dotaz	P844UC	na dotaz
Rb	P845	na dotaz	P845C	na dotaz	P845UC	na dotaz
Ru	P846	na dotaz	P846C	na dotaz	P846UC	na dotaz
Sm	P847	na dotaz	P847C	na dotaz	P847UC	na dotaz
Sc	P848	na dotaz	P848C	na dotaz	P848UC	na dotaz

Prvek	NEKÓDOVANÉ 2kolíková patice		KÓDOVANÉ 4kolíková patice GBC, Varian		KÓDOVANÉ 7kolíková patice Thermo Fisher/Unicam	
	Kat. č.	Cena (Kč)	Kat. č.	Cena (Kč)	Kat. č.	Cena (Kč)
Se	P849	na dotaz	P849C	na dotaz	P849UC	na dotaz
Si	P850	na dotaz	P850C	na dotaz	P850UC	na dotaz
Ag	P851	na dotaz	P851C	na dotaz	P851UC	na dotaz
Na	P852	na dotaz	P852C	na dotaz	P852UC	na dotaz
Sr	P853	na dotaz	P853C	na dotaz	P853UC	na dotaz
Ta	P854	na dotaz	P854C	na dotaz	P854UC	na dotaz
Te	P855	na dotaz	P855C	na dotaz	P855UC	na dotaz
Tb	P856	na dotaz	P856C	na dotaz	P856UC	na dotaz
Tl	P857	na dotaz	P857C	na dotaz	P857UC	na dotaz
Th	P858	na dotaz	P858C	na dotaz	P858UC	na dotaz
Tm	P859	na dotaz	P859C	na dotaz	P859UC	na dotaz
Sn	P860	na dotaz	P860C	na dotaz	P860UC	na dotaz
Ti	P861	na dotaz	P861C	na dotaz	P861UC	na dotaz
W	P862	na dotaz	P862C	na dotaz	P862UC	na dotaz
U	P863	na dotaz	P863C	na dotaz	P863UC	na dotaz
V	P864	na dotaz	P864C	na dotaz	P864UC	na dotaz
Yb	P865	na dotaz	P865C	na dotaz	P865UC	na dotaz
Y	P866	na dotaz	P866C	na dotaz	P866UC	na dotaz
Zn	P867	na dotaz	P867C	na dotaz	P867UC	na dotaz
Zr	P868	na dotaz	P868C	na dotaz	P868UC	na dotaz
H2	P869	na dotaz	P869C	na dotaz	P869UC	na dotaz
P	P874	na dotaz	P874C	na dotaz	P874UC	na dotaz

Nabízíme také široký sortiment víceprvkových výbojek s dutou katodou. V případě zájmu o zaslání ceníku nás neváhejte kontaktovat.

DEUTERIOVÉ VÝBOJKY			
Kat. č.	Typ	Kompatibilita – typ AA spektrometru	Cena (Kč)
P701	GBC	906/908/932/933; 932/933 Plus; Avanta; SavantAA; SensAA	na dotaz
P702	GBC	914/916/918/920; Cintra 10/20/40	na dotaz
P706	Varian	275/400/475/775/875/975/1273/1275/14753000/DMS100/875; SpectrAA; 10/20/30/40/50/55/100/110/200/220/220FS/250Plus/300/400/640/880	na dotaz
P719	Shimadzu	AA-670/670G/6200/6300/6500/6800/; CS-900/920/930	na dotaz



PHOTRON PTY. LTD.

Dodací lhůta: Lampy skladem odesíláme obratem, v opačném případě platí dodací lhůta 2 – 4 týdny (dle skladových zásob výrobce).

Záruka: HCL: 5 000 mAh nebo 2 roky od dodání (při dodržení doporučených hodnot žhavení)
D2 výbojka: 1 000 hod (při max. žhavicím proudu 300 mA DC) nebo 1 rok od dodání

Platnost ceníku: od 1. 1. 2023

Pro vystavení cenové nabídky můžete využít náš poptávkový systém SparSpec: www.sparspec.cz
nebo nás kontaktujte na e-mailové adrese: sale@rmi.cz.