



CENÍK JEDNOPRVKOVÝCH HCL (VÝBOJEK S DUTOU KATODOU)

FIRMY PHOTRON, PRŮMĚR 51 MM (2")

pro AAS f. PerkinElmer (včetně řady AAnalyst)



Prvek	9kolíková patice		4kolíková patice	
	Kat. č.	Cena (Kč)	Kat. č.	Cena (Kč)
Al	P901	na dotaz	P901LL	na dotaz
Sb	P902	na dotaz	P902LL	na dotaz
As	P903	na dotaz	P903LL	na dotaz
Ba	P904	na dotaz	P904LL	na dotaz
Be	P905	na dotaz	P905LL	na dotaz
Bi	P906	na dotaz	P906LL	na dotaz
B	P907	na dotaz	P907LL	na dotaz
Cd	P908	na dotaz	P908LL	na dotaz
Ca	P909	na dotaz	P909LL	na dotaz
Cr	P912	na dotaz	P912LL	na dotaz
Co	P913	na dotaz	P913LL	na dotaz
Cu	P914	na dotaz	P914LL	na dotaz
Dy	P915	na dotaz	P915LL	na dotaz
Er	P916	na dotaz	P916LL	na dotaz
Eu	P917	na dotaz	P917LL	na dotaz
Gd	P918	na dotaz	P918LL	na dotaz
Ga	P919	na dotaz	P919LL	na dotaz
Ge	P920	na dotaz	P920LL	na dotaz
Au	P921	na dotaz	P921LL	na dotaz
Hf	P922	na dotaz	P922LL	na dotaz
Ho	P923	na dotaz	P923LL	na dotaz
In	P924	na dotaz	P924LL	na dotaz
Ir	P925	na dotaz	P925LL	na dotaz
Fe	P926	na dotaz	P926LL	na dotaz
La	P927	na dotaz	P927LL	na dotaz
Pb	P928	na dotaz	P928LL	na dotaz
Li	P929	na dotaz	P929LL	na dotaz
Lu	P930	na dotaz	P930LL	na dotaz
Mg	P931	na dotaz	P931LL	na dotaz
Mn	P932	na dotaz	P932LL	na dotaz
Hg	P933	na dotaz	P933LL	na dotaz
Mo	P934	na dotaz	P934LL	na dotaz
Nd	P935	na dotaz	P935LL	na dotaz
Ni	P936	na dotaz	P936LL	na dotaz
Nb	P937	na dotaz	P937LL	na dotaz
Os	P938	na dotaz	P938LL	na dotaz
Pd	P939	na dotaz	P939LL	na dotaz
Pt	P940	na dotaz	P940LL	na dotaz
K	P941	na dotaz	P941LL	na dotaz
Pr	P942	na dotaz	P942LL	na dotaz
Re	P943	na dotaz	P943LL	na dotaz
Rh	P944	na dotaz	P944LL	na dotaz
Rb	P945	na dotaz	P945LL	na dotaz
Ru	P946	na dotaz	P946LL	na dotaz
Sm	P947	na dotaz	P947LL	na dotaz
Sc	P948	na dotaz	P948LL	na dotaz
Se	P949	na dotaz	P949LL	na dotaz
Si	P950	na dotaz	P950LL	na dotaz
Ag	P951	na dotaz	P951LL	na dotaz
Na	P952	na dotaz	P952LL	na dotaz
Sr	P953	na dotaz	P953LL	na dotaz
Ta	P954	na dotaz	P954LL	na dotaz

Prvek	9kolíková patice		4kolíková patice	
	Kat. č.	Cena (Kč)	Kat. č.	Cena (Kč)
Te	P955	na dotaz	P955LL	na dotaz
Tb	P956	na dotaz	P956LL	na dotaz
Tl	P957	na dotaz	P957LL	na dotaz
Tm	P959	na dotaz	P959LL	na dotaz
Sn	P960	na dotaz	P960LL	na dotaz
Ti	P961	na dotaz	P961LL	na dotaz
W	P962	na dotaz	P962LL	na dotaz
V	P964	na dotaz	P964LL	na dotaz
Yb	P965	na dotaz	P965LL	na dotaz
Y	P966	na dotaz	P966LL	na dotaz
Zn	P967	na dotaz	P967LL	na dotaz
Zr	P968	na dotaz	P968LL	na dotaz
P	P974	na dotaz	P974LL	na dotaz

Uvedené lampy s 9kolíkovou paticí jsou navrženy tak, aby vyhovovaly i starším typům AAS Perkin Elmer. Pokud potřebujete kódované lampy (12kolíková patice), připojte písmeno **C** ke kat. č. (např. P901C). Perkin Elmer modely používající kódování jsou: SIMAA6000|5100 (PC)|4110ZL|4100|4100ZL|3300|2100|1100 (B)

ADAPTÉRY PRO POUŽITÍ RŮZNÝCH HCL		
Kat. č.	Typ	Cena (Kč)
P204	Adaptér pro použití standardní nekódované HCL 37 mm v AAS PE (vyjma AAnalyst)	na dotaz
P207	Adaptér pro použ. standardní kódované HCL (12 kolíků) 51 mm v AAS PE verze pro nekódované HCL (9 kolíků)	na dotaz
P211	Adaptér pro použití standardní nekódované HCL (9 kolíků) 51 mm v AAS PE (vyjma AAnalyst) pro kódované HCL (12 kolíků)	na dotaz
P208	Adaptér pro použití standardní nekódované HCL (9 kolíků) 51 mm v AAS PE AAnalyst	na dotaz
P210	Adaptér pro použití standardní kódované HCL (12 kolíků) 51 mm v AAS PE AAnalyst	na dotaz
P204L	Adaptér pro použití standardní HCL 37 mm v AAS PE AAnalyst	na dotaz

DEUTERIOVÉ VÝBOJKY (D2 a L2D2)			
Kat. č.	Typ	Kompatibilita – typ AA spektrometru	Cena (Kč)
P703	D2	na dotaz	na dotaz
P718	D2	3030	na dotaz
092720	D2	3030B	na dotaz
192073	D2	na dotaz	na dotaz
192720	D2	1100/1100B/2100/4100; AAnalyst	na dotaz
192144	D2	3100/3110/3300	na dotaz
292144	L2D2	3100/3300	na dotaz



PHOTRON PTY. LTD.

Záruka: **HCL:** 5 000 mAh nebo 2 roky od dodání (při dodržení doporučených hodnot žhavení)
deuteriová výbojka: 1 000 hod (při max. žhavicím proudu 300 mA DC) nebo 1 rok od dodání

Dodací lhůta: **2 – 4 týdny** (dle skladových zásob výrobce)

Pro vystavení cenové nabídky můžete využít náš poptávkový systém SparSpec: www.sparspec.cz
nebo nás kontaktujte na e-mailové adrese: sale@rmi.cz.