

Vážení zákazníci,

Dovolujeme si Vám zaslat nové číslo analytických novinek, tentokrát věnované **XRF spektrometrii a zařízení pro automatické navažování tavidel.**

LeDoser

Je zařízení firmy Claisse sloužící k automatickému dovažování tavidla, které přispívá ke zpřesnění přípravy vzorku před vlastní analýzou pomocí XRF, AAS nebo ICP.

Jedná se o úplnou novinku, která nahradila předchozí velmi úspěšný model The Ant.

Automatický dovažovací systém je určen především pro laboratoře s velkou průchodností vzorků. Jeho používáním se usnadní manipulace s tavíci činnidly. Po předložení tavíciho kelímku obsahujícího vzorek zařízení automaticky naváží tavidlo tak, aby bylo dosaženo požadovaného poměru vzorek/tavidlo a to s přesností **0,1 mg**.

Zařízení má tři módy navažování:

- poměr tavidlo/vzorek
- požadovaná navážka
- absolutní navážka



Pro více informací klikněte [zde](#).

V současné době probíhá akce na zvýhodněné pořízení tohoto zařízení k němuž **zdarma dostanete 25 kilogramů tavidla od firmy Claisse v „pure“ čistotě dle Vašeho výběru. Akce je platná při objednání zařízení do konce září 2016.**

Pokud máte o akci zájem, prosím kontaktujte nás a my Vám obratem připravíme konkrétní cenovou nabídku.

S pozdravem

kolektiv pracovníků firmy RMI, s.r.o.

Pozor nová dodací adresa firmy:

Horka 221, 533 41 Lázně Bohdaneč

Tel.: 466 921 885, 466 921 404

e-mail: sale@rmi.cz

web: www.rmi.cz