

**PŘEHLED CERTIFIKOVANÝCH KALIBRAČNÍCH STANDARDŮ SÍRY V NAFTĚ,
ISOOKTANU, REZIDUÁLNÍM OLEJI A MINERÁL. OLEJI
S PŘÍMOU NÁVAZNOSTÍ NA STANDARDS NIST**



Standardy síry v naftě



Kat. č.	Popis produktu	Koncentrace v ppm	Množství	Cena Kč (bez DPH)
150-410-012	Standard síry v motor. naftě	blank	100 g	na dotaz
150-410-008	Standard síry v motor. naftě	5	100 g	na dotaz
150-410-001	Standard síry v motor. naftě	10	100 g	na dotaz
150-410-005	Standard síry v motor. naftě	15	100 g	na dotaz
150-410-009	Standard síry v motor. naftě	50	100 g	na dotaz
150-410-002	Standard síry v motor. naftě	100	100 g	na dotaz
150-410-010	Standard síry v motor. naftě	500	100 g	na dotaz
150-410-003	Standard síry v motor. naftě	1 000	100 g	na dotaz
150-410-011	Standard síry v motor. naftě	5 000	100 g	na dotaz
150-410-004	Standard síry v motor. naftě	10 000	100 g	na dotaz
150-410-006	Standard síry v motor. naftě	15 000	100 g	na dotaz
150-410-007	Standard síry v motor. naftě	20 000	100 g	na dotaz

Standardy síry v isooktanu



Kat. č.	Popis produktu	Koncentrace v ppm	Množství	Cena Kč (bez DPH)
150-430-101	Standard síry v isooktanu	0	60 ml	na dotaz
150-430-102	Standard síry v isooktanu	50	60 ml	na dotaz
150-430-103	Standard síry v isooktanu	100	60 ml	na dotaz
150-430-104	Standard síry v isooktanu	250	60 ml	na dotaz
150-430-105	Standard síry v isooktanu	500	60 ml	na dotaz
150-430-106	Standard síry v isooktanu	750	60 ml	na dotaz
150-430-107	Standard síry v isooktanu	1 000	60 ml	na dotaz
150-430-108	Standard síry v isooktanu	5	60 ml	na dotaz
150-430-109	Standard síry v isooktanu	10	60 ml	na dotaz
SADY				
150-430-100	Standard síry v isooktanu	0; 50; 100; 250; 500; 750; 1 000	1 x 60 ml	na dotaz
150-430-010	Standardy síry v isooktanu, (velmi nízké koncentrace)	0; 0,5; 1,0; 2,5; 5,0; 7,5; 10	7 x 10 ml	na dotaz
150-430-020	Standardy síry v isooktanu, (nízké koncentrace)	0; 5,0; 10; 25; 50; 100; 250	7 x 10 ml	na dotaz
150-430-030	Standardy síry v isooktanu, (vysoké koncentrace)	0; 50; 100; 250; 500; 750; 1 000	7 x 10 ml	na dotaz

Standardy síry v reziduálním oleji



Koncentrace v ppm	Množství 50 ml		Množství 100 ml	
	Kat. č.	Cena Kč (bez DPH)	Kat. č.	Cena Kč (bez DPH)
2 500	150-420-100	na dotaz	150-420-005	na dotaz
3 500	150-420-105	na dotaz	150-420-010	na dotaz
5 000	150-420-110	na dotaz	150-420-015	na dotaz
7 500	150-420-120	na dotaz	150-420-020	na dotaz
10 000	150-420-125	na dotaz	150-420-025	na dotaz
15 000	150-420-130	na dotaz	150-420-030	na dotaz
20 000	150-420-135	na dotaz	150-420-035	na dotaz
25 000	150-420-140	na dotaz	150-420-040	na dotaz
30 000	150-420-145	na dotaz	150-420-045	na dotaz
35 000	150-420-150	na dotaz	150-420-050	na dotaz
40 000	150-420-155	na dotaz	150-420-055	na dotaz
50 000	150-420-160	na dotaz	150-420-060	na dotaz

Standardy síry v minerálním oleji



Kat. č.	Popis produktu	Koncentrace v ppm	Množství	Cena Kč (bez DPH)
150-400-025	Standard síry v minerál. oleji	blank	100 g	na dotaz
150-400-018	Standard síry v minerál. oleji	50	100 g	na dotaz
150-400-002	Standard síry v minerál. oleji	100	100 g	na dotaz
150-400-010	Standard síry v minerál. oleji	250	100 g	na dotaz
150-400-019	Standard síry v minerál. oleji	500	100 g	na dotaz
150-400-023	Standard síry v minerál. oleji	750	100 g	na dotaz
150-400-003	Standard síry v minerál. oleji	1 000	100 g	na dotaz
150-400-011	Standard síry v minerál. oleji	2 500	100 g	na dotaz
150-400-020	Standard síry v minerál. oleji	5 000	100 g	na dotaz
150-400-024	Standard síry v minerál. oleji	7 500	100 g	na dotaz
150-400-004	Standard síry v minerál. oleji	10 000	100 g	na dotaz
150-400-005	Standard síry v minerál. oleji	15 000	100 g	na dotaz
150-400-008	Standard síry v minerál. oleji	20 000	100 g	na dotaz
150-400-012	Standard síry v minerál. oleji	25 000	100 g	na dotaz
150-400-014	Standard síry v minerál. oleji	30 000	100 g	na dotaz
150-400-016	Standard síry v minerál. oleji	40 000	100 g	na dotaz
150-400-021	Standard síry v minerál. oleji	50 000	100 g	na dotaz

Kalibrační standardy síry z produkce firmy **SCP Science** (Kanada) se vyznačují špičkovou kvalitou a splňují vysoké nároky kladené na přesné stanovení obsahu síry.

Kalibrační roztoky jsou dodávány ve skleněných nebo umělohmotných lahvích s certifikátem („Certificate of Analysis“), obsahujícím údaj o certifikované koncentraci, číslu šarže, typu matrice, době použitelnosti (expirační doba je **6 nebo 12 měsíců** – dle druhu výrobku) a návaznosti na **NIST**.

Garantovaná přesnost koncentrace je $\pm 1\%$.

Dodací lhůta: 2 – 6 týdnů

**Ohledně cenové nabídky prosím využijte náš poptávkový systém SparSpec: www.sparspec.cz
nebo nás kontaktujte na e-mailové adrese: sale@rmi.cz.**