



Kónusy pro ICP-MS od firmy *Glass Expansion*

Firma **GlassExpansion** má více jak 20leté zkušenosti v oblasti výroby produktů pro ICP-MS a získala si celosvětovou pověst týkající se kvality a spolehlivosti. Z pestré řady výrobků vyrábí firma *GlassExpansion* kónusy pro všechny populární modely ICP-MS, např. Agilent 7500, 7700 a 8800, PerkinElmer Elan a NexION, Thermo Fisher X Series, Element a ICAP Q a další.

Výrobce	Model
Agilent (HP)	7500
Agilent (HP)	7700/8800
Agilent (HP)	4500
Nu Instruments	Nu Plasma
Perkin Elmer	Elan 500, 5000, 6000, 9000
Perkin Elmer	Elan 6100DRC, DRC II, DRC-e
Perkin Elmer	NexION 300
Thermo (Finnigan)	Finnigan Element 1, Element 2, Neptune
Thermo (VG)	PlasmaQuad, Axiom
Thermo (VG)	X Series
Thermo (VG)	iCAP Q



NOVINKA

ConeGuard

Dále si vám dovoluujeme představit nový produkt **ConeGuard** firmy Glass Expansion. Jedná se o efektivní ochranu závitů vašich kónusů během čistícího procesu (používá se u kónusů, které používají závity). K čištění se velmi často používají zředěné kyseliny, během čištění tak dochází k postupné korozi závitů, což má za následek změnu parametrů závitů, kónusy pak nemusí dobře těsnit, případně může docházet také k postupnému poškození závitů uvnitř vašeho přístroje. **ConeGuard** tak zajišťuje prodloužení životnosti vašich kónusů a především o zvyšuje ochranu vašeho přístroje. Firma Glass Expansion nabízí v současné době nejširší sortiment kónusů pro všechny typy ICP-MS spektrometrů.