


Dovolujeme si vám představit produkt **ConeGuard** firmy Glass Expansion. Jedná se o efektivní ochranu závitů vašich kónusů během čistícího procesu (používá se u kónusů, které používají závity). K čištění se velmi často používají zředěné kyseliny, během čištění tak dochází k postupné korozi závitů, což má za následek změnu parametrů závitů, kónusy pak nemusí dobře těsnit, případně může docházet také k postupnému poškození závitů uvnitř vašeho přístroje. **ConeGuard** tak zajišťuje prodloužení životnosti vašich kónusů, a především o zvyšuje ochranu vašeho přístroje. Firma Glass Expansion nabízí v současné době nejširší sortiment kónusů pro všechny typy ICP-MS spektrometrů.

## Agilent 4500/7500


Kat. č. ConeGuard	Kat. č. kónusu Glass Expansion	Kat. č. kónusu Agilent	Typ kónusu
<p><b>70-803-1000</b></p> 	<a href="#"><u>AT1001-Ni</u></a>	G1820-65238	Nickel <b>Sampler</b> (Agilent 4500/7500)
	<a href="#"><u>AT1001T-Ni</u></a>	G1820-65480	Nickel <b>Sampler</b> (Agilent 7500 T-Mode)
	<a href="#"><u>AT1006-Pt</u></a>	G1820-25239	Platinum <b>Sampler</b> (Agilent 4500/7500)
<p><b>70-803-1002</b></p> 	<a href="#"><u>AT1002-Ni</u></a>	G1820-65050	Nickel <b>Skimmer</b> (Agilent 4500/7500a)
	<a href="#"><u>AT1002T-Ni</u></a>	G1820-65481	Nickel <b>Skimmer</b> (Agilent 7500 T-Mode)
	<a href="#"><u>AT1008-Pt</u></a>	G1820-65237	Platinum <b>Skimmer</b> (Agilent 4500/7500)
<p><b>70-803-1004</b></p> 	<a href="#"><u>AT1002C-Ni</u></a>	G1833-65497	Nickel <b>Skimmer</b> (Agilent 7500c)
	<a href="#"><u>AT1002CE-Ni</u></a>	G3270-65024	Nickel <b>Skimmer</b> (Agilent 7500ce)
	<a href="#"><u>AT1008C-Pt</u></a>	G1833-65092	Platinum <b>Skimmer</b> (Agilent 7500c)
	<a href="#"><u>AT1008CS-Pt</u></a>	G1833-65132	Platinum <b>Skimmer</b> Copper Base (Agilent 7500cs, 7500ce)
	<a href="#"><u>AT1008CS-Pt/Ni</u></a>	G3270-60106	Platinum <b>Skimmer</b> Nickel Base (Agilent 7500cs)

## Agilent 7700/7800/7900/8800

Kat. č. ConeGuard	Kat. č. kónusu Glass Expansion	Kat. č. kónusu Agilent	Typ kónusu
<p><b>70-803-1004</b></p> 	<a href="#"><u>AT7702S-Ni</u></a>	G3280-67066	Nickel <b>Skimmer</b> (Agilent 7700s/7900)
	<a href="#"><u>AT7702S-Cu</u></a>	G3280-67067	Copper <b>Skimmer</b> (Agilent 7700/7900)
	<a href="#"><u>AT7708S-Pt</u></a>	G3280-67064	Platinum <b>Skimmer</b> (Agilent 7700s/7900)
	<a href="#"><u>AT7708S-Pt/Ni</u></a>	G3280-67065	Platinum <b>Skimmer</b> Nickel Base (Agilent 7700s/7900)
	<a href="#"><u>AT7902X-Ni</u></a>	G8400-67200	Platinum <b>Skimmer</b> (Agilent 7900 X-lens)
	<a href="#"><u>AT7908X-Pt</u></a>	G8400-67201	Platinum <b>Skimmer</b> Copper Base (Agilent 7900 X-lens)
	<a href="#"><u>AT7908X-Pt/Ni</u></a>	G8400-67202	Platinum <b>Skimmer</b> Nickel Base (Agilent 7900 with X-lens)

Kat. č. ConeGuard	Kat. č. kónusu Glass Expansion	Kat. č. kónusu Agilent	Typ kónusu
<p><u><a href="#">70-803-1008</a></u></p> 	<u><a href="#">AT7702X-Ni</a></u>	G3280-67041	Nickel <b>Skimmer</b> (Agilent 7700x/7800/8800)
	<u><a href="#">AT7708X-Pt</a></u>	G3280-67060	Platinum <b>Skimmer</b> (Agilent 7700x/7800/8800)
	<u><a href="#">AT7708X-Pt/Ni</a></u>	G3280-67063	Platinum <b>Skimmer</b> Nickel Base (Agilent 7700x/7800/8800)


#### PerkinElmer Elan

Kat. č. ConeGuard	Kat. č. kónusu Glass Expansion	Kat. č. kónusu PerkinElmer	Typ kónusu
<p><u><a href="#">70-803-1022</a></u></p> 	<u><a href="#">PE2012-Ni</a></u>	WE021137	Nickel <b>Skimmer</b>
	<u><a href="#">PE2012-Al</a></u>	–	Aluminum <b>Skimmer</b>
	<u><a href="#">PE2014-Pt</a></u>	WE027803	Platinum <b>Skimmer</b>

#### PerkinElmer NexION

Kat. č. ConeGuard	Kat. č. kónusu Glass Expansion	Kat. č. kónusu PerkinElmer	Typ kónusu
<p><u><a href="#">70-803-1024</a></u></p> 	<u><a href="#">PE3011-Ni</a></u>	W1033612	Nickel <b>Sampler</b>
	<u><a href="#">PE3013-Pt</a></u>	W1033614	Platinum <b>Sampler</b>
<p><u><a href="#">70-803-1026</a></u></p> 	<u><a href="#">PE3012-Ni</a></u>	W1026356	Nickel <b>Skimmer</b>
	<u><a href="#">PE3014-Pt</a></u>	W1026907	Platinum <b>Skimmer</b>

#### Thermo iCAP Q, X Series & PlasmaQuad

Kat. č. ConeGuard	Kat. č. kónusu Glass Expansion	Kat. č. kónusu Thermo	Typ kónusu
<p><u><a href="#">70-803-1028</a></u></p> 	<u><a href="#">TG1004-Ni</a></u>	3200860	Nickel <b>Micro-Skimmer</b>
	<u><a href="#">TG1004-Al</a></u>	–	Aluminum <b>Micro-Skimmer</b>
	<u><a href="#">TG1008-Pt</a></u>	3201101	Platinum <b>Micro-Skimmer</b>
	<u><a href="#">TG1034-Ni</a></u>	1311870	Nickel <b>Skimmer</b> (Thermo iCAP Q)
	<u><a href="#">TG1038-Pt</a></u>	1324540	Platinum <b>Skimmer</b> (Thermo iCAP Q)

Podrobnější popis produktu si můžete zobrazit po kliknutí na katalogové číslo dané položky (odkaz na webovou stránku SparSpec, existuje-li).

Ohledně cenové nabídky prosím využijte náš poptávkový systém SparSpec: [www.sparspec.cz](http://www.sparspec.cz)

nebo nás kontaktujte na e-mailové adrese: [sale@rmi.cz](mailto:sale@rmi.cz)