

Množství (objem) a katalogové číslo					
Viskozitní standard	125 ml	500 ml	1 l	4 l	20 l
S3	150-600-351	150-600-352	150-600-353	150-600-354	150-600-355
S6	150-600-141	150-600-142	150-600-143	150-600-144	150-600-145
N4	150-600-441	150-600-442	150-600-443	150-600-444	150-600-445
N10	150-600-181	150-600-182	150-600-183	150-600-184	150-600-185
N14	150-600-211	150-600-212	150-600-213	-	-
S20	150-600-221	150-600-222	150-600-223	150-600-224	150-600-225
N35	150-600-261	150-600-262	150-600-263	150-600-264	150-600-265
N44	150-600-461	150-600-462	150-600-463	150-600-464	150-600-465
S60	150-600-301	150-600-302	150-600-303	150-600-304	150-600-305
N100	150-600-341	150-600-342	150-600-343	150-600-344	150-600-345
S200	150-600-231	150-600-232	150-600-233	150-600-234	150-600-235
N350	150-600-361	150-600-362	150-600-363	150-600-364	150-600-365
N415	150-600-471	150-600-472	150-600-473	150-600-474	150-600-475
S600	150-600-241	150-600-242	150-600-243	150-600-244	150-600-245
N1000	150-600-371	150-600-372	150-600-373	150-600-374	150-600-375
S2000	150-600-381	150-600-382	150-600-383	150-600-384	150-600-385
N4000	150-600-391	150-600-392	150-600-393	150-600-394	150-600-395
S8000	150-600-401	150-600-402	150-600-403	150-600-404	150-600-405
N15000	150-600-411	150-600-412	150-600-413	150-600-414	150-600-415
S30000	150-600-421	150-600-422	150-600-423	150-600-424	150-600-425

CONOSTAN® nabízí viskozitní standardy pro obecné použití, vyráběné podle normy ASTM D2162. Tyto certifikované standardy na bázi minerálního oleje jsou určeny pro kalibraci a ověřování všech typů viskozimetrů. Standardy jsou navázány na normy ASTM a IP metody a mají zaručenou stabilitu až 2 roky. Hodnoty kinematické a dynamické viskozity jsou určeny v souladu s normami ASTM D445/446 a ISO 3104/3105, s návazností na NIST. Všechny kalibrace jsou prováděny na základě referenčních postupů viskozimetru podle normy ASTM D2162 a referenční hodnoty viskozity vody stanovené NIST, která činí 1,0016 mPa·s (centipoise) při 20 °C.

Dodací lhůta: **2 – 5 týdnů** (dle skladových zásob výrobce)



Ohledně cenové nabídky prosím využijte náš poptávkový systém SparSpec: www.sparspec.cz
 nebo nás kontaktujte na e-mailové adrese: sale@rmi.cz.