

Peristaltické hadičky



Glass Expansion dodává všestranné hadičky vyhovující většině analýz. Dostupné jsou i hadičky s rozšířeným koncem, umožňující vložit širší kapiláru se vzorkem do menšího průměru hadičky.

Níže naleznete [odkazy](#) na hadičky z různých materiálů: PVC, SolvaFlex, Tygon, PharMed a Viton.

2 zářky, PVC, 72 mm mezi zářkami, krátké

2 zářky, PVC, 152 mm mezi zářkami

2 zářky, PVC, 152 mm mezi zářkami, dlouhé

3 zářky, PVC, 72 mm mezi zářkami

3 zářky, PVC, 95 mm mezi zářkami

2 zářky, Solva, 140 mm mezi zářkami

3 zářky, Solva, 82 mm mezi zářkami

3 zářky, Solva, 95 mm mezi zářkami

2 zářky, Tygon MH, 72 mm mezi zářkami

2 zářky, Tygon MH, 152 mm mezi zářkami

2 zářky, Viton, 95 mm mezi zářkami

2 zářky, Viton, 127 mm mezi zářkami

3 zářky, PharMed, 72 mm mezi zářkami

S rozšířeným koncem, 2 zářky, PVC, 72 mm mezi zářkami

S rozšířeným koncem, 2 zářky, PVC, 95 mm mezi zářkami

S rozšířeným koncem, 2 zářky, PVC, 152 mm mezi zářkami

S rozšířeným koncem, 3 zářky, PVC, 72 mm mezi zářkami

S rozšířeným koncem, 3 zářky, PVC, 95 mm mezi zářkami

S rozšířeným koncem, 2 zářky, Solva, 140 mm mezi zářkami

S rozšířeným koncem, 3 zářky, Solva, 82 mm mezi zářkami

S rozšířeným koncem, 3 zářky, Solva, 95mm mezi zářkami

S rozšířeným koncem, 2 zářky, Tygon MH, 72 mm mezi zářkami

S rozšířeným koncem, 2 zářky, Tygon MH, 152 mm mezi zářkami

S rozšířeným koncem, 2 zářky, Viton, 95 mm mezi zářkami

S rozšířeným koncem, 2 zářky, Viton, 127 mm mezi zářkami

2 zarážky, PVC, 72 mm mezi zarážkami, krátké

Celková délka: 157 mm (72 mm mezi zarážkami)

Počet kusů v balení: 12

Fyzikální vlastnosti: Termoplastický materiál na bázi PVC s plastifikátorem

Speciální vlastnosti: Levné univerzální hadičky pro všeobecné laboratorní aplikace

K.č.	Název	Zarážky (barva)	ID mm	Stěna mm	OD mm
1.02-WHT-S	PVC hadičky, 2 zarážky (72 mm), 1.02 mm ID (KS 12)	bílá/bílá	1.02	0.86	2.74

2 zarážky, PVC, 152 mm mezi zarážkami

Celková délka: 455 mm (152 mm mezi zarážkami)

Počet kusů v balení: 12

Fyzikální vlastnosti: Termoplastický materiál na bázi PVC s plastifikátorem

Speciální vlastnosti: Levné univerzální hadičky pro všeobecné laboratorní aplikace

K.č.	Název	Zarážky (barva)	ID mm	Stěna mm	OD mm
0.13-OBLK	PVC hadičky, 2 zarážky (152 mm), 0.13 mm ID (KS 12)	oranžová/černá	0.13	0.91	1.95
0.19-OR	PVC hadičky, 2 zarážky (152 mm), 0.19 mm ID (KS 12)	oranžová/červená	0.19	0.91	2.01
0.25-OB	PVC hadičky, 2 zarážky (152 mm), 0.25 mm ID (KS 12)	oranžová/modrá	0.25	0.91	2.07
0.38-OG	PVC hadičky, 2 zarážky (152 mm), 0.38 mm ID (KS 12)	oranžová/zelená	0.38	0.91	2.20
0.44-GY	PVC hadičky, 2 zarážky (152 mm), 0.44 mm ID (KS 12)	zelená/žlutá	0.44	0.91	2.26
0.51-OY	PVC hadičky, 2 zarážky (152 mm), 0.51 mm ID (KS 12)	oranžová/žlutá	0.51	0.91	2.33
0.57-WY	PVC hadičky, 2 zarážky (152 mm), 0.57 mm ID (KS 12)	bílá/žlutá	0.57	0.91	2.39
0.64-OW	PVC hadičky, 2 zarážky (152 mm), 0.64 mm ID (KS 12)	oranžová/bílá	0.64	0.91	2.46
0.76-BLK	PVC hadičky, 2 zarážky (152 mm), 0.76 mm ID (KS 12)	černá/černá	0.76	0.86	2.48
0.89-ORG	PVC hadičky, 2 zarážky (152 mm), 0.89 mm ID (KS 12)	oranžová/oranžová	0.89	0.86	2.61
0.95-WBLK	PVC hadičky, 2 zarážky (152 mm), 0.95 mm ID (KS 12)	bílá/černá	0.95	0.86	2.61
1.02-WHT	PVC hadičky, 2 zarážky (152 mm), 1.02 mm ID (KS 12)	bílá/bílá	1.02	0.86	2.74
1.09-WR	PVC hadičky, 2 zarážky (152 mm), 1.09 mm ID (KS 12)	bílá/červená	1.09	0.86	2.81
1.14-RED	PVC hadičky, 2 zarážky (152 mm), 1.14 mm ID (KS 12)	červená/červená	1.14	0.86	2.86
1.22-RGRY	PVC hadičky, 2 zarážky (152 mm), 1.22 mm ID (KS 12)	červená/šedá	1.22	0.86	2.94
1.30-GRY	PVC hadičky, 2 zarážky (152 mm), 1.30 mm ID (KS 12)	šedá/šedá	1.30	0.86	3.02
1.42-YLW	PVC hadičky, 2 zarážky (152 mm), 1.42 mm ID (KS 12)	žlutá/žlutá	1.42	0.86	3.14
1.52-YB	PVC hadičky, 2 zarážky (152 mm), 1.52 mm ID (KS 12)	žlutá/modrá	1.52	0.86	3.24
1.65-BLU	PVC hadičky, 2 zarážky (152 mm), 1.65 mm ID (KS 12)	modrá/modrá	1.65	0.86	3.37
1.75-BG	PVC hadičky, 2 zarážky (152 mm), 1.75 mm ID (KS 12)	modrá/zelená	1.75	0.86	3.47
1.85-GRN	PVC hadičky, 2 zarážky (152 mm), 1.85 mm ID (KS 12)	zelená/zelená	1.85	0.86	3.57
2.06-PUR	PVC hadičky, 2 zarážky (152 mm), 2.06 mm ID (KS 12)	fialová/fialová	2.06	0.86	3.78
2.29-PBLK	PVC hadičky, 2 zarážky (152 mm), 2.29 mm ID (KS 12)	fialová/černá	2.29	0.86	4.01
2.54-PO	PVC hadičky, 2 zarážky (152 mm), 2.54 mm ID (KS 12)	fialová/oranžová	2.54	0.86	4.26
2.79-PW	PVC hadičky, 2 zarážky (152 mm), 2.79 mm ID (KS 12)	fialová/bílá	2.79	0.86	4.51
3.17-BLKW	PVC hadičky, 2 zarážky (152 mm), 3.17 mm ID (KS 12)	černá/bílá	3.17	0.86	4.89

2 zarážky, PVC, 152 mm mezi zarážkami, dlouhé

Celková délka: 900 mm (152 mm mezi zarážkami)

Počet kusů v balení: 12

Fyzikální vlastnosti: Termoplastický materiál na bázi PVC s plastifikátorem

Speciální vlastnosti: Levné univerzální hadičky pro všeobecné laboratorní aplikace

K.č.	Název	Zarážky (barva)	ID mm	Stěna mm	OD mm
0.76-BLK-L	PVC hadičky, dlouhé, 2 zarážky (152 mm), 0.76 mm ID (KS 12)	černá/černá	0.76	0.86	2.48
1.85-GRN-L	PVC hadičky, dlouhé, 2 zarážky (152 mm), 1.85 mm ID (KS 12)	zelená/zelená	1.85	0.86	3.57
3.17-BLKW-L	PVC hadičky, dlouhé, 2 zarážky (152 mm), 3.17 mm ID (KS 12)	černá/bílá	3.17	0.86	4.89

3 zarážky, PVC, 72 mm mezi zarážkami

Celková délka: 455 mm (72 mm mezi zarážkami)

Počet kusů v balení: 12

Fyzikální vlastnosti: Termoplastický materiál na bázi PVC s plastifikátorem

Speciální vlastnosti: Levné univerzální hadičky pro všeobecné laboratorní aplikace

K.č.	Název	Zarážky (barva)	ID mm	Stěna mm	OD mm
0.13-OBLK3B	PVC hadičky, 3 zarážky (72 mm), 0.13 mm ID (KS 12)	oranžová/černá	0.13	0.91	1.95
0.19-OR3B	PVC hadičky, 3 zarážky (72 mm), 0.19 mm ID (KS 12)	oranžová/červená	0.19	0.91	2.01
0.25-OB3B	PVC hadičky, 3 zarážky (72 mm), 0.25 mm ID (KS 12)	oranžová/modrá	0.25	0.91	2.07
0.38-OG3B	PVC hadičky, 3 zarážky (72 mm), 0.38 mm ID (KS 12)	oranžová/zelená	0.38	0.91	2.20
0.44-GY3B	PVC hadičky, 3 zarážky (72 mm), 0.44 mm ID (KS 12)	zelená/žlutá	0.44	0.91	2.26
0.51-OY3B	PVC hadičky, 3 zarážky (72 mm), 0.51 mm ID (KS 12)	oranžová/žlutá	0.51	0.91	2.33
0.57-WY3B	PVC hadičky, 3 zarážky (72 mm), 0.57 mm ID (KS 12)	bílá/žlutá	0.57	0.91	2.39
0.64-OW3B	PVC hadičky, 3 zarážky (72 mm), 0.64 mm ID (KS 12)	oranžová/bílá	0.64	0.91	2.46
0.76-BLK3B	PVC hadičky, 3 zarážky (72 mm), 0.76 mm ID (KS 12)	černá/černá	0.76	0.86	2.48
0.89-ORG3B	PVC hadičky, 3 zarážky (72 mm), 0.89 mm ID (KS 12)	oranžová/oranžová	0.89	0.86	2.61
0.95-WBLK3B	PVC hadičky, 3 zarážky (72 mm), 0.95 mm ID (KS 12)	bílá/černá	0.95	0.86	2.67
1.02-WHT3B	PVC hadičky, 3 zarážky (72 mm), 1.02 mm ID (KS 12)	bílá/bílá	1.02	0.86	2.74
1.09-WR3B	PVC hadičky, 3 zarážky (72 mm), 1.09 mm ID (KS 12)	bílá/červená	1.09	0.86	2.81
1.14-RED3B	PVC hadičky, 3 zarážky (72 mm), 1.14 mm ID (KS 12)	červená/červená	1.14	0.86	2.86
1.22-RGRY3B	PVC hadičky, 3 zarážky (72 mm), 1.22 mm ID (KS 12)	červená/šedá	1.22	0.86	2.94
1.30-GRY3B	PVC hadičky, 3 zarážky (72 mm), 1.30 mm ID (KS 12)	šedá/šedá	1.30	0.86	3.02
1.42-YLW3B	PVC hadičky, 3 zarážky (72 mm), 1.42 mm ID (KS 12)	žlutá/žlutá	1.42	0.86	3.14
1.52-YB3B	PVC hadičky, 3 zarážky (72 mm), 1.52 mm ID (KS 12)	žlutá/modrá	1.52	0.86	3.24
1.65-BLU3B	PVC hadičky, 3 zarážky (72 mm), 1.65 mm ID (KS 12)	modrá/modrá	1.65	0.86	3.37
1.85-GRN3B	PVC hadičky, 3 zarážky (72 mm), 1.85 mm ID (KS 12)	zelená/zelená	1.85	0.86	3.57
2.06-PUR3B	PVC hadičky, 3 zarážky (72 mm), 2.06 mm ID (KS 12)	fialová/fialová	2.06	0.86	3.78
2.29-PBLK3B	PVC hadičky, 3 zarážky (72 mm), 2.29 mm ID (KS 12)	fialová/černá	2.29	0.86	4.01
2.54-PO3B	PVC hadičky, 3 zarážky (72 mm), 2.54 mm ID (KS 12)	fialová/oranžová	2.54	0.86	4.26
2.79-PW3B	PVC hadičky, 3 zarážky (72 mm), 2.79 mm ID (KS 12)	fialová/bílá	2.79	0.86	4.51
3.17-BLKW3B	PVC hadičky, 3 zarážky (72 mm), 3.17 mm ID (KS 12)	černá/bílá	3.17	0.86	4.89

3 zarážky, PVC, 95 mm mezi zarážkami

Celková délka: 455 mm (95 mm mezi zarážkami)

Počet kusů v balení: 12

Fyzikální vlastnosti: Termoplastický materiál na bázi PVC s plastifikátorem

Speciální vlastnosti: Levné univerzální hadičky pro všeobecné laboratorní aplikace

K.č.	Název	Zarážky (barva)	ID mm	Stěna mm	OD mm
0.25-OB3B-95	PVC hadičky, 3 zarážky (95 mm), 0.25 mm ID (KS 12)	oranžová/modrá	0.25	0.86	1.97
0.38-OG3B-95	PVC hadičky, 3 zarážky (95 mm), 0.38 mm ID (KS 12)	oranžová/zelená	0.38	0.86	2.10
0.51-OY3B-95	PVC hadičky, 3 zarážky (95 mm), 0.51 mm ID (KS 12)	oranžová/žlutá	0.51	0.86	2.23
0.64-OW3B-95	PVC hadičky, 3 zarážky (95 mm), 0.64 mm ID (KS 12)	oranžová/bílá	0.64	0.86	2.36
0.76-BLK3B-95	PVC hadičky, 3 zarážky (95 mm), 0.76 mm ID (KS 12)	černá/černá	0.76	0.86	2.48
0.89-ORG3B-95	PVC hadičky, 3 zarážky (95 mm), 0.89 mm ID (KS 12)	oranžová/oranžová	0.89	0.86	2.61
1.02-WHT3B-95	PVC hadičky, 3 zarážky (95 mm), 1.02 mm ID (KS 12)	bílá/bílá	1.02	0.86	2.74
1.30-GRY3B-95	PVC hadičky, 3 zarážky (95 mm), 1.30 mm ID (KS 12)	šedá/šedá	1.30	0.86	3.02
1.52-YB3B-95	PVC hadičky, 3 zarážky (95 mm), 1.52 mm ID (KS 12)	žlutá/modrá	1.52	0.86	3.24
1.85-GRN3B-95	PVC hadičky, 3 zarážky (95 mm), 1.85 mm ID (KS 12)	zelená/zelená	1.85	0.86	3.57
2.79-PW3B-95	PVC hadičky, 3 zarážky (95 mm), 2.79 mm ID (KS 12)	fialová/bílá	2.79	0.86	4.51

2 zarážky, Solva, 140 mm mezi zarážkami

Celková délka: 455 mm (140 mm mezi zarážkami)

Počet kusů v balení: 12

Fyzikální vlastnosti: Termoplastický materiál na bázi PVC s plastifikátorem

Speciální vlastnosti: Speciální hadičky pro uhlovodíky, ropné produkty a destiláty

K.č.	Název	Zarážky (barva)	ID mm	Stěna mm	OD mm
0.25-OB-SF	Solva Flex hadičky, 2 zarážky (140 mm), 0.25 mm ID (KS 12)	oranžová/modrá	0.25	0.91	2.07
0.38-OG-SF	Solva Flex hadičky, 2 zarážky (140 mm), 0.38 mm ID (KS 12)	oranžová/zelená	0.38	0.91	2.20
0.51-OY-SF	Solva Flex hadičky, 2 zarážky (140 mm), 0.51 mm ID (KS 12)	oranžová/žlutá	0.51	0.91	2.33
0.64-OW-SF	Solva Flex hadičky, 2 zarážky (140 mm), 0.64 mm ID (KS 12)	oranžová/bílá	0.64	0.91	2.46
0.76-BLK-SF	Solva Flex hadičky, 2 zarážky (140 mm), 0.76 mm ID (KS 12)	černá/černá	0.76	0.86	2.48
0.89-ORG-SF	Solva Flex hadičky, 2 zarážky (140 mm), 0.89 mm ID (KS 12)	oranžová/oranžová	0.89	0.86	2.61
1.02-WHT-SF	Solva Flex hadičky, 2 zarážky (140 mm), 1.02 mm ID (KS 12)	bílá/bílá	1.02	0.86	2.74
1.14-RED-SF	Solva Flex hadičky, 2 zarážky (140 mm), 1.14 mm ID (KS 12)	červená/červená	1.14	0.86	2.86
1.30-GRY-SF	Solva Flex hadičky, 2 zarážky (140 mm), 1.30 mm ID (KS 12)	šedá/šedá	1.30	0.86	3.02
1.42-YLW-SF	Solva Flex hadičky, 2 zarážky (140 mm), 1.42 mm ID (KS 12)	žlutá/žlutá	1.42	0.86	3.14
1.52-YB-SF	Solva Flex hadičky, 2 zarážky (140 mm), 1.52 mm ID (KS 12)	žlutá/modrá	1.52	0.86	3.24
1.65-BLU-SF	Solva Flex hadičky, 2 zarážky (140 mm), 1.65 mm ID (KS 12)	modrá/modrá	1.65	0.86	3.37
1.85-GRN-SF	Solva Flex hadičky, 2 zarážky (140 mm), 1.85 mm ID (KS 12)	zelená/zelená	1.85	0.86	3.57
2.06-PUR-SF	Solva Flex hadičky, 2 zarážky (140 mm), 2.06 mm ID (KS 12)	fialová/fialová	2.06	0.86	3.78
2.29-PBLK-SF	Solva Flex hadičky, 2 zarážky (140 mm), 2.29 mm ID (KS 12)	fialová/černá	2.29	0.86	4.01
2.54-PO-SF	Solva Flex hadičky, 2 zarážky (140 mm), 2.54 mm ID (KS 12)	fialová/oranžová	2.54	0.86	4.26
2.79-PW-SF	Solva Flex hadičky, 2 zarážky (140 mm), 2.79 mm ID (KS 12)	fialová/bílá	2.79	0.86	4.51

3 zarážky, Solva, 82 mm mezi zarážkami

Celková délka: 430 mm (82 mm mezi zarážkami)

Počet kusů v balení: 12

Fyzikální vlastnosti: Termoplastický materiál na bázi PVC s plastifikátorem

Speciální vlastnosti: Speciální hadičky pro uhlovodíky, ropné produkty a destiláty

K.č.	Název	Zarážky (barva)	ID mm	Stěna mm	OD mm
0.38-OG3B-SF	Solva Flex hadičky, 3 zarážky (82 mm), 0.38 mm ID (KS 12)	oranžová/zelená	0.38	0.91	2.20
0.76-BLK3B-SF	Solva Flex hadičky, 3 zarážky (82 mm), 0.76 mm ID (KS 12)	černá/černá	0.76	0.86	2.48
0.89-ORG3B-SF	Solva Flex hadičky, 3 zarážky (82 mm), 0.89 mm ID (KS 12)	oranžová/oranžová	0.89	0.86	2.61
1.02-WHT3B-SF	Solva Flex hadičky, 3 zarážky (82 mm), 1.02 mm ID (KS 12)	bílá/bílá	1.02	0.86	2.74
1.14-RED3B-SF	Solva Flex hadičky, 3 zarážky (82 mm), 1.14 mm ID (KS 12)	červená/červená	1.14	0.86	2.86
1.30-GRY3B-SF	Solva Flex hadičky, 3 zarážky (82 mm), 1.30 mm ID (KS 12)	šedá/šedá	1.30	0.86	3.02

3 zarážky, Solva, 95 mm mezi zarážkami

Celková délka: 455 mm (95 mm mezi zarážkami)

Počet kusů v balení: 12

Fyzikální vlastnosti: Termoplastický materiál na bázi PVC s plastifikátorem

Speciální vlastnosti: Speciální hadičky pro uhlovodíky, ropné produkty a destiláty

K.č.	Název	Zarážky (barva)	ID mm	Stěna mm	OD mm
0.38-OG3B-95-SF	Solva Flex hadičky, 3 zarážky (95 mm), 0.38 mm ID (KS 12)	oranžová/zelená	0.38	0.86	2.10
0.51-OY3B-95-SF	Solva Flex hadičky, 3 zarážky (95 mm), 0.51 mm ID (KS 12)	oranžová/žlutá	0.51	0.86	2.23
0.64-OW3B-95-SF	Solva Flex hadičky, 3 zarážky (95 mm), 0.64 mm ID (KS 12)	oranžová/bílá	0.64	0.86	2.36
0.76-BLK3B-95-SF	Solva Flex hadičky, 3 zarážky (95 mm), 0.76 mm ID (KS 12)	černá/černá	0.76	0.86	2.48
0.89-ORG3B-95-SF	Solva Flex hadičky, 3 zarážky (95 mm), 0.89 mm ID (KS 12)	oranžová/oranžová	0.89	0.86	2.61
1.02-WHT3B-95-SF	Solva Flex hadičky, 3 zarážky (95 mm), 1.02 mm ID (KS 12)	bílá/bílá	1.02	0.86	2.74
1.52-YB3B-95-SF	Solva Flex hadičky, 3 zarážky (95 mm), 1.52 mm ID (KS 12)	žlutá/modrá	1.52	0.86	3.24

2 zarážky, Tygon MH, 72 mm mezi zarážkami

Celková délka: 300mm (72 mm mezi zarážkami)

Počet kusů v balení: 6

Fyzikální vlastnosti: Speciální termoplast vysoké čistoty (bez aditiv, ekologicky šetrné)

Speciální vlastnosti: Ekologicky šetrné hadičky speciálně navržené pro rozpouštědla, vhodné pro MIBK

K.č.	Název	Zarážky (barva)	ID mm	Stěna mm	OD mm
0.38-ORG-MH3	Tygon MH hadičky, 2 zarážky (72 mm), 0.38 mm ID (KS 6)	oranžová/zelená	0.38	0.91	2.18
0.64-OW-MH3	Tygon MH hadičky, 2 zarážky (72 mm), 0.64 mm ID (KS 6)	oranžová/bílá	0.64	0.91	4.51
1.02-WHT-MH3	Tygon MH hadičky, 2 zarážky (72 mm), 1.02 mm ID (KS 6)	bílá/bílá	1.02	0.86	2.72
1.52-YB-MH3	Tygon MH hadičky, 2 zarážky (72 mm), 1.52 mm ID (KS 6)	žlutá/modrá	1.52	0.86	3.20
2.06-PUR-MH3	Tygon MH hadičky, 2 zarážky (72 mm), 2.06 mm ID (KS 6)	fialová/fialová	2.06	0.86	3.78
2.79-PW-MH3	Tygon MH hadičky, 2 zarážky (72 mm), 2.79 mm ID (KS 6)	fialová/bílá	2.79	0.86	4.51

2 zarážky, Tygon MH, 152 mm mezi zarážkami

Celková délka: 370 mm (152 mm mezi zarážkami)

Počet kusů v balení: 6

Fyzikální vlastnosti: Speciální termoplast vysoké čistoty (bez aditiv, ekologicky šetrné)

Speciální vlastnosti: Ekologicky šetrné hadičky speciálně navržené pro rozpouštědla, vhodné pro MIBK

K.č.	Název	Zarážky (barva)	ID mm	Stěna mm	OD mm
0.38-ORG-MH	Tygon MH hadičky, 2 zarážky (152 mm), 0.38 mm ID (KS 6)	oranžová/zelená	0.38	0.91	2.20
0.64-OW-MH	Tygon MH hadičky, 2 zarážky (152 mm), 0.64 mm ID (KS 6)	oranžová/bílá	0.64	0.91	2.46
1.02-WHT-MH	Tygon MH hadičky, 2 zarážky (152 mm), 1.02 mm ID (KS 6)	bílá/bílá	1.02	0.86	2.74
1.52-YB-MH	Tygon MH hadičky, 2 zarážky (152 mm), 1.52 mm ID (KS 6)	žlutá/modrá	1.52	0.86	3.24
2.06-PUR-MH	Tygon MH hadičky, 2 zarážky (152 mm), 2.06 mm ID (KS 6)	fialová/fialová	2.06	0.86	3.78
2.79-PW-MH	Tygon MH hadičky, 2 zarážky (152 mm), 2.79 mm ID (KS 6)	fialová/bílá	2.79	0.86	4.01

2 zarážky, Viton, 95 mm mezi zarážkami

Celková délka: 175mm (95 mm mezi zarážkami)

Počet kusů v balení: 12

Fyzikální vlastnosti: Fluoropolymerelastomer

Speciální vlastnosti: Speciální hadičky pro koncentrované kyseliny a korozivní rozpouštědla.

K.č.	Název	Zarážky (barva)	ID mm	Stěna mm	OD mm
VS0.76-BLK-95	Viton hadičky, 2 zarážky (95 mm), 0.76 mm ID (KS 12)	černá/černá	0.76	0.85	2.46
VS1.14-RED-95	Viton hadičky, 2 zarážky (95 mm), 1.14 mm ID (KS 12)	červená/červená	1.14	0.90	2.94
VS1.42-YLW-95	Viton hadičky, 2 zarážky (95 mm), 1.42 mm ID (KS 12)	žlutá/žlutá	1.42	0.85	3.12

2 zarážky, Viton, 127 mm mezi zarážkami

Celková délka: 175mm (127) mm mezi zarážkami)

Počet kusů v balení: 12

Fyzikální vlastnosti: Fluoropolymerelastomer

Speciální vlastnosti: Speciální hadičky pro koncentrované kyseliny a korozivní rozpouštědla.

K.č.	Název	Zarážky (barva)	ID mm	Stěna mm	OD mm
VS0.51-OY	Viton hadičky, 2 zarážky (127 mm), 0.51 mm ID (KS 12)	oranžová/žlutá	0.51	0.90	2.31
VS0.64-OW	Viton hadičky, 2 zarážky (127 mm), 0.64 mm ID (KS 12)	oranžová/bílá	0.64	0.90	2.44
VS0.76-BLK	Viton hadičky, 2 zarážky (127 mm), 0.76 mm ID (KS 12)	černá/černá	0.76	0.85	2.46
VS0.89-ORG	Viton hadičky, 2 zarážky (127 mm), 0.89 mm ID (KS 12)	oranžová/oranžová	0.89	0.85	2.59
VS1.02-WHT	Viton hadičky, 2 zarážky (127 mm), 1.02 mm ID (KS 12)	bílá/bílá	1.02	0.85	2.72
VS1.14-RED	Viton hadičky, 2 zarážky (127 mm), 1.14 mm ID (KS 12)	červená/červená	1.14	0.90	2.94
VS1.30-GRY	Viton hadičky, 2 zarážky (127 mm), 1.30 mm ID (KS 12)	šedá/šedá	1.30	0.90	3.10
VS1.42-YLW	Viton hadičky, 2 zarážky (127 mm), 1.42 mm ID (KS 12)	žlutá/žlutá	1.42	0.85	3.12
VS1.52-YB	Viton hadičky, 2 zarážky (127 mm), 1.52 mm ID (KS 12)	žlutá/modrá	1.52	0.85	3.22
VS1.65-BLU	Viton hadičky, 2 zarážky (127 mm), 1.65 mm ID (KS 12)	modrá/modrá	1.65	0.90	3.45
VS1.85-GRN	Viton hadičky, 2 zarážky (127 mm), 1.85 mm ID (KS 12)	zelená/zelená	1.85	0.90	3.65
VS2.06-PUR	Viton hadičky, 2 zarážky (127 mm), 2.06 mm ID (KS 12)	fialová/fialová	2.06	0.90	3.86
VS2.29-PBLK	Viton hadičky, 2 zarážky (127 mm), 2.29 mm ID (KS 12)	fialová/černá	2.29	0.85	3.99
VS2.54-PO	Viton hadičky, 2 zarážky (127 mm), 2.54 mm ID (KS 12)	fialová/oranžová	2.54	0.85	4.24
VS2.79-PW	Viton hadičky, 2 zarážky (127 mm), 2.79 mm ID (KS 12)	fialová/bílá	2.79	0.85	4.49

3 zarážky, PharMed, 72 mm mezi zarážkami

Celková délka: 455 mm (72 mm mezi zarážkami)

Počet kusů v balení: 12

Fyzikální vlastnosti: Termoplastický materiál na bázi polypropylenu

Speciální vlastnosti: Vhodné použití jako hadičky na odpad. Nevhodné pro hadičky na vzorky kvůli nečistotám.

K.č.	Název	Zarážky (barva)	ID mm	Stěna mm	OD mm
1.52-PH-3	PharMed hadičky, 3 zarážky (72 mm), 1.52 mm ID (KS 12)	žlutá/modrá	1.52	0.86	3.24

S rozšířeným koncem, 2 zarážky, PVC, 72 mm mezi zarážkami

Celková délka: 187 mm (72 mm mezi zarážkami)

Počet kusů v balení: 6

Fyzikální vlastnosti: Termoplastický materiál na bázi PVC s plastifikátorem

Speciální vlastnosti: Levné univerzální hadičky pro všeobecné laboratorní aplikace

K.č.	Název	Zarážky (barva)	ID mm	Stěna mm	OD mm
0.19-OR-F-S	PVC hadičky s rozšířeným koncem, krátké, 2 zarážky 0.19 mm ID (KS 6)	oranžová/červená	0.19	0.91	2.01
0.25-OB-F-S	PVC hadičky s rozšířeným koncem, krátké, 2 zarážky 0.25 mm ID (KS 6)	oranžová/modrá	0.25	0.91	2.07
0.38-OG-F-S	PVC hadičky s rozšířeným koncem, krátké, 2 zarážky 0.38 mm ID (KS 6)	oranžová/zelená	0.38	0.91	2.20
0.76-BLK-F-S	PVC hadičky s rozšířeným koncem, krátké, 2 zarážky 0.76 mm ID (KS 6)	černá/černá	0.76	0.91	2.58
0.89-ORG-F-S	PVC hadičky s rozšířeným koncem, krátké, 2 zarážky 0.89 mm ID (KS 6)	oranžová/oranžová	0.89	0.91	2.71
1.02-WHT-F-S	PVC hadičky s rozšířeným koncem, krátké, 2 zarážky 1.02 mm ID (KS 6)	bílá/bílá	1.02	0.86	2.74

S rozšířeným koncem, 2 zarážky, PVC, 95 mm mezi zarážkami

Celková délka: 187 mm (95 mm mezi zarážkami)

Počet kusů v balení: 6

Fyzikální vlastnosti: Termoplastický materiál na bázi PVC s plastifikátorem

Speciální vlastnosti: Levné univerzální hadičky pro všeobecné laboratorní aplikace

K.č.	Název	Zarážky (barva)	ID mm	Stěna mm	OD mm
0.19-OR-95-F-S	PVC hadičky s rozšířeným koncem, 2 zarážky (95mm) 0.19mm ID (KS 6)	oranž./červená	0.19	0.91	2.01
0.25-OB-95-F-S	PVC hadičky s rozšířeným koncem, 2 zarážky (95mm) 0.25mm ID (KS 6)	oranž./modrá	0.25	0.91	2.07
0.38-OG-95-F-S	PVC hadičky s rozšířeným koncem, 2 zarážky (95mm) 0.38mm ID (KS 6)	oranž./zelená	0.38	0.91	2.20
0.44-GY-95-F-S	PVC hadičky s rozšířeným koncem, 2 zarážky (95mm) 0.44mm ID (KS 6)	zelená/žlutá	0.44	0.91	2.26
0.51-OY-95-F-S	PVC hadičky s rozšířeným koncem, 2 zarážky (95mm) 0.51mm ID (KS 6)	oranž./žlutá	0.51	0.91	2.33
0.64-OW-95-F-S	PVC hadičky s rozšířeným koncem, 2 zarážky (95mm) 0.64mm ID (KS 6)	oranž./bílá	0.64	0.91	2.46
0.76-BLK-95-F-S	PVC hadičky s rozšířeným koncem, 2 zarážky (95mm) 0.76mm ID (KS 6)	černá/černá	0.76	0.86	2.48
1.30-GRY-95-F-S	PVC hadičky s rozšířeným koncem, 2 zarážky (95mm) 1.30mm ID (KS 6)	šedá/šedá	1.30	0.86	3.02

S rozšířeným koncem, 2 zarážky, PVC, 152 mm mezi zarážkami

Celková délka: 455 mm (152 mm mezi zarážkami)

Počet kusů v balení: 6

Fyzikální vlastnosti: Termoplastický materiál na bázi PVC s plastifikátorem

Speciální vlastnosti: Levné univerzální hadičky pro všeobecné laboratorní aplikace

K.č.	Název	Zarážky (barva)	ID mm	Stěna mm	OD mm
0.13-OBLK-F	PVC hadičky s rozšířeným koncem, 2 zarážky, 0.13 mm ID (KS 6)	oranžová/černá	0.13	0.91	1.95
0.19-OR-F	PVC hadičky s rozšířeným koncem, 2 zarážky, 0.19 mm ID (KS 6)	oranžová/červená	0.19	0.91	2.01
0.25-OB-F	PVC hadičky s rozšířeným koncem, 2 zarážky, 0.25 mm ID (KS 6)	oranžová/modrá	0.25	0.91	2.07
0.38-OG-F	PVC hadičky s rozšířeným koncem, 2 zarážky, 0.38 mm ID (KS 6)	oranžová/zelená	0.38	0.91	2.20
0.44-GY-F	PVC hadičky s rozšířeným koncem, 2 zarážky, 0.44 mm ID (KS 6)	zelená/žlutá	0.44	0.91	2.26
0.51-OY-F	PVC hadičky s rozšířeným koncem, 2 zarážky, 0.51 mm ID (KS 6)	oranžová/žlutá	0.51	0.91	2.33
0.57-WY-F	PVC hadičky s rozšířeným koncem, 2 zarážky, 0.57 mm ID (KS 6)	bílá/žlutá	0.57	0.91	2.39
0.64-OW-F	PVC hadičky s rozšířeným koncem, 2 zarážky, 0.64 mm ID (KS 6)	oranžová/bílá	0.64	0.91	2.46
0.76-BLK-F	PVC hadičky s rozšířeným koncem, 2 zarážky, 0.76 mm ID (KS 6)	černá/černá	0.76	0.86	2.48
0.89-ORG-F	PVC hadičky s rozšířeným koncem, 2 zarážky, 0.89 mm ID (KS 6)	oranžová/oranžová	0.89	0.86	2.61
0.95-WBLK-F	PVC hadičky s rozšířeným koncem, 2 zarážky, 0.95 mm ID (KS 6)	bílá/černá	0.95	0.86	2.61
1.02-WHT-F	PVC hadičky s rozšířeným koncem, 2 zarážky, 1.02 mm ID (KS 6)	bílá/bílá	1.02	0.86	2.74
1.09-WR-F	PVC hadičky s rozšířeným koncem, 2 zarážky, 1.09 mm ID (KS 6)	bílá/červená	1.09	0.86	2.81
1.14-RED-F	PVC hadičky s rozšířeným koncem, 2 zarážky, 1.14 mm ID (KS 6)	červená/červená	1.14	0.86	2.86
1.22-RGRY-F	PVC hadičky s rozšířeným koncem, 2 zarážky, 1.22 mm ID (KS 6)	červená/šedá	1.22	0.86	2.94
1.30-GRY-F	PVC hadičky s rozšířeným koncem, 2 zarážky, 1.30 mm ID (KS 6)	šedá/šedá	1.30	0.86	3.02
1.42-YLW-F	PVC hadičky s rozšířeným koncem, 2 zarážky, 1.42 mm ID (KS 6)	žlutá/žlutá	1.42	0.86	3.14
1.52-YB-F	PVC hadičky s rozšířeným koncem, 2 zarážky, 1.52 mm ID (KS 6)	žlutá/modrá	1.52	0.86	3.24
1.65-BLU-F	PVC hadičky s rozšířeným koncem, 2 zarážky, 1.65 mm ID (KS 6)	modrá/modrá	1.65	0.86	3.37
1.75-BG-F	PVC hadičky s rozšířeným koncem, 2 zarážky, 1.75 mm ID (KS 6)	modrá/zelená	1.75	0.86	3.47
1.85-GRN-F	PVC hadičky s rozšířeným koncem, 2 zarážky, 1.85 mm ID (KS 6)	zelená/zelená	1.85	0.86	3.57
2.06-PUR-F	PVC hadičky s rozšířeným koncem, 2 zarážky, 2.06 mm ID (KS 6)	fialová/fialová	2.06	0.86	3.78
2.29-PBLK-F	PVC hadičky s rozšířeným koncem, 2 zarážky, 2.29 mm ID (KS 6)	fialová/černá	2.29	0.86	4.01
2.54-PO-F	PVC hadičky s rozšířeným koncem, 2 zarážky, 2.54 mm ID (KS 6)	fialová/oranžová	2.54	0.86	4.26
2.79-PW-F	PVC hadičky s rozšířeným koncem, 2 zarážky, 2.79 mm ID (KS 6)	fialová/bílá	2.79	0.86	4.51
3.17-BLKW-F	PVC hadičky s rozšířeným koncem, 2 zarážky, 3.17 mm ID (KS 6)	černá/bílá	3.17	0.86	4.89

S rozšířeným koncem, 3 zarážky, PVC, 72 mm mezi zarážkami

Celková délka: 455 mm (72 mm mezi zarážkami)

Počet kusů v balení: 6

Fyzikální vlastnosti: Termoplastický materiál na bázi PVC s plastifikátorem

Speciální vlastnosti: Levné univerzální hadičky pro všeobecné laboratorní aplikace

K.č.	Název	Zarážky (barva)	ID mm	Stěna mm	OD mm
0.13-OBLK3B-F	PVC hadičky s rozšířeným koncem, 3 zarážky, 0.13 mm ID (KS 6)	oranžová/černá	0.13	0.91	1.95
0.19-OR3B-F	PVC hadičky s rozšířeným koncem, 3 zarážky, 0.19 mm ID (KS 6)	oranžová/červená	0.19	0.91	2.01
0.25-OB3B-F	PVC hadičky s rozšířeným koncem, 3 zarážky, 0.25 mm ID (KS 6)	oranžová/modrá	0.25	0.91	2.07
0.38-OG3B-F	PVC hadičky s rozšířeným koncem, 3 zarážky, 0.38 mm ID (KS 6)	oranžová/zelená	0.38	0.91	2.20
0.44-GY3B-F	PVC hadičky s rozšířeným koncem, 3 zarážky, 0.44 mm ID (KS 6)	zelená/žlutá	0.44	0.91	2.26
0.51-OY3B-F	PVC hadičky s rozšířeným koncem, 3 zarážky, 0.51 mm ID (KS 6)	oranžová/žlutá	0.51	0.91	2.33

0.57-WY3B-F	PVC hadičky s rozšířeným koncem, 3 zarážky, 0.57mm ID (KS 6)	bílá/žlutá	0.57	0.91	2.39
0.64-OW3B-F	PVC hadičky s rozšířeným koncem, 3 zarážky, 0.64 mm ID (KS 6)	oranžová/bílá	0.64	0.91	2.46
0.76-BLK3B-F	PVC hadičky s rozšířeným koncem, 3 zarážky, 0.76 mm ID (KS 6)	černá/černá	0.76	0.86	2.48
0.89-ORG3B-F	PVC hadičky s rozšířeným koncem, 3 zarážky, 0.89 mm ID (KS 6)	oranžová/oranžová	0.89	0.86	2.61
0.95-WBLK3B-F	PVC hadičky s rozšířeným koncem, 3 zarážky, 0.95 mm ID (KS 6)	bílá/černá	0.95	0.86	2.67
1.02-WHT3B-F	PVC hadičky s rozšířeným koncem, 3 zarážky, 1.02 mm ID (KS 6)	bílá/bílá	1.02	0.86	2.74
1.09-WR3B-F	PVC hadičky s rozšířeným koncem, 3 zarážky, 1.09 mm ID (KS 6)	bílá/červená	1.09	0.86	2.81
1.14-RED3B-F	PVC hadičky s rozšířeným koncem, 3 zarážky, 1.14 mm ID (KS 6)	červená/červená	1.14	0.86	2.86
1.22-RGRY3B-F	PVC hadičky s rozšířeným koncem, 3 zarážky, 1.22 mm ID (KS 6)	červená/šedá	1.22	0.86	2.94
1.30-GRY3B-F	PVC hadičky s rozšířeným koncem, 3 zarážky, 1.30 mm ID (KS 6)	šedá/šedá	1.30	0.86	3.02
1.42-YLW3B-F	PVC hadičky s rozšířeným koncem, 3 zarážky, 1.42 mm ID (KS 6)	žlutá/žlutá	1.42	0.86	3.14
1.52-YB3B-F	PVC hadičky s rozšířeným koncem, 3 zarážky, 1.52 mm ID (KS 6)	žlutá/modrá	1.52	0.86	3.24
1.65-BLU3B-F	PVC hadičky s rozšířeným koncem, 3 zarážky, 1.65 mm ID (KS 6)	modrá/modrá	1.65	0.86	3.37
1.85-GRN3B-F	PVC hadičky s rozšířeným koncem, 3 zarážky, 1.85 mm ID (KS 6)	zelená/zelená	1.85	0.86	3.57
2.06-PUR3B-F	PVC hadičky s rozšířeným koncem, 3 zarážky, 2.06 mm ID (KS 6)	fialová/fialová	2.06	0.86	3.78
2.29-PBLK3B-F	PVC hadičky s rozšířeným koncem, 3 zarážky, 2.29 mm ID (KS 6)	fialová/černá	2.29	0.86	4.01
2.54-PO3B-F	PVC hadičky s rozšířeným koncem, 3 zarážky, 2.54 mm ID (KS 6)	fialová/oranžová	2.54	0.86	4.26
2.79-PW3B-F	PVC hadičky s rozšířeným koncem, 3 zarážky, 2.79 mm ID (KS 6)	fialová/bílá	2.79	0.86	4.51
3.17-BLKW3B-F	PVC hadičky s rozšířeným koncem, 3 zarážky, 3.17 mm ID (KS 6)	černá/bílá	3.17	0.86	4.89

S rozšířeným koncem, 3 zarážky, PVC, 95 mm mezi zarážkami

Celková délka: 455 mm (95 mm mezi zarážkami)

Počet kusů v balení: 6

Fyzikální vlastnosti: Termoplastický materiál na bázi PVC s plastifikátorem

Speciální vlastnosti: Levné univerzální hadičky pro všeobecné laboratorní aplikace

K.č.	Název	Zarážky (barva)	ID mm	Stěna mm	OD mm
0.25-OB3B-95-F	PVC hadičky s rozšířeným koncem, 3 zarážky (95mm) 0.25mm ID (KS 6)	oranž./modrá	0.25	0.86	1.97
0.38-OG3B-95-F	PVC hadičky s rozšířeným koncem, 3 zarážky (95mm) 0.38mm ID (KS 6)	oranž./zelená	0.38	0.86	2.10
0.51-OY3B-95-F	PVC hadičky s rozšířeným koncem, 3 zarážky (95mm) 0.51mm ID (KS 6)	oranž./žlutá	0.51	0.86	2.23
0.64-OW3B-95-F	PVC hadičky s rozšířeným koncem, 3 zarážky (95mm) 0.64mm ID (KS 6)	oranž./bílá	0.64	0.86	2.36
0.76-BLK3B-95-F	PVC hadičky s rozšířeným koncem, 3 zarážky (95mm) 0.76mm ID (KS 6)	černá/černá	0.76	0.86	2.48
0.89-ORG3B-95-F	PVC hadičky s rozšířeným koncem, 3 zarážky (95mm) 0.89mm ID (KS 6)	oranž./oranž.	0.89	0.86	2.61
1.02-WHT3B-95-F	PVC hadičky s rozšířeným koncem, 3 zarážky (95mm) 1.02mm ID (KS 6)	bílá/bílá	1.02	0.86	2.74
1.30-GRY3B-95-F	PVC hadičky s rozšířeným koncem, 3 zarážky (95mm) 1.30mm ID (KS 6)	šedá/šedá	1.30	0.86	3.02
1.52-YB3B-95-F	PVC hadičky s rozšířeným koncem, 3 zarážky (95mm) 1.52mm ID (KS 6)	žlutá/modrá	1.52	0.86	3.24
1.85-GRN3B-95-F	PVC hadičky s rozšířeným koncem, 3 zarážky (95mm) 1.85mm ID (KS 6)	zelená/zelená	1.85	0.86	3.57
2.79-PW3B-95-F	PVC hadičky s rozšířeným koncem, 3 zarážky (95mm) 2.79mm ID (KS 6)	fialová/bílá	2.79	0.86	4.51

S rozšířeným koncem, 2 zarážky, Solva, 140 mm mezi zarážkami

Celková délka: 455 mm (140 mm mezi zarážkami)

Počet kusů v balení: 6

Fyzikální vlastnosti: Termoplastický materiál na bázi PVC s plastifikátorem

Speciální vlastnosti: Speciální hadičky pro uhlovodíky, ropné produkty a destiláty

K.č.	Název	Zarážky (barva)	ID mm	Stěna mm	OD mm
0.25-OB-SF-F	S rozšířeným koncem, Solva Flex hadičky, 2 zarážky 0.25mm ID (KS 6)	oranžová/modrá	0.25	0.91	2.07
0.38-OG-SF-F	S rozšířeným koncem, Solva Flex hadičky, 2 zarážky 0.38mm ID (KS 6)	oranžová/zelená	0.38	0.91	2.20
0.51-OY-SF-F	S rozšířeným koncem, Solva Flex hadičky, 2 zarážky 0.51mm ID (KS 6)	oranžová/žlutá	0.51	0.91	2.33
0.64-OW-SF-F	S rozšířeným koncem, Solva Flex hadičky, 2 zarážky 0.64mm ID (KS 6)	oranžová/bílá	0.64	0.91	2.46
0.76-BLK-SF-F	S rozšířeným koncem, Solva Flex hadičky, 2 zarážky 0.76mm ID (KS 6)	černá/černá	0.76	0.86	2.48
0.89-ORG-SF-F	S rozšířeným koncem, Solva Flex hadičky, 2 zarážky 0.89mm ID (KS 6)	oranžová/oranžová	0.89	0.86	2.61
1.02-WHT-SF-F	S rozšířeným koncem, Solva Flex hadičky, 2 zarážky 1.02mm ID (KS 6)	bílá/bílá	1.02	0.86	2.74
1.14-RED-SF-F	S rozšířeným koncem, Solva Flex hadičky, 2 zarážky 1.14mm ID (KS 6)	červená/červená	1.14	0.86	2.86
1.30-GRY-SF-F	S rozšířeným koncem, Solva Flex hadičky, 2 zarážky 1.30mm ID (KS 6)	šedá/šedá	1.30	0.86	3.02
1.42-YLW-SF-F	S rozšířeným koncem, Solva Flex hadičky, 2 zarážky 1.42mm ID (KS 6)	žlutá/žlutá	1.42	0.86	3.14
1.52-YB-SF-F	S rozšířeným koncem, Solva Flex hadičky, 2 zarážky 1.52mm ID (KS 6)	žlutá/modrá	1.52	0.86	3.24
1.65-BLU-SF-F	S rozšířeným koncem, Solva Flex hadičky, 2 zarážky 1.65mm ID (KS 6)	modrá/modrá	1.65	0.86	3.37
1.85-GRN-SF-F	S rozšířeným koncem, Solva Flex hadičky, 2 zarážky 1.85mm ID (KS 6)	zelená/zelená	1.85	0.86	3.57
2.06-PUR-SF-F	S rozšířeným koncem, Solva Flex hadičky, 2 zarážky 2.06mm ID (KS 6)	fialová/fialová	2.06	0.86	3.78
2.29-PBLK-SF-F	S rozšířeným koncem, Solva Flex hadičky, 2 zarážky 2.29mm ID (KS 6)	fialová/černá	2.29	0.86	4.01
2.54-PO-SF-F	S rozšířeným koncem, Solva Flex hadičky, 2 zarážky 2.54mm ID (KS 6)	fialová/oranžová	2.54	0.86	4.26
2.79-PW-SF-F	S rozšířeným koncem, Solva Flex hadičky, 2 zarážky 2.79mm ID (KS 6)	fialová/bílá	2.79	0.86	4.51

S rozšířeným koncem, 3 zarážky, Solva, 82 mm mezi zarážkami

Celková délka: 430mm (82 mm mezi zarážkami)

Počet kusů v balení: 6

Fyzikální vlastnosti: Termoplastický materiál na bázi PVC s plastifikátorem

Speciální vlastnosti: Speciální hadičky pro uhlovodíky, ropné produkty a destiláty

K.č.	Název	Zarážky (barva)	ID mm	Stěna mm	OD mm
0.38-OG3B-SF-F	S rozšířeným koncem, Solva Flex hadičky, 3 zarážky 0.38mm ID (KS 6)	oranž./zelená	0.38	0.91	2.20
0.76-BLK3B-SF-F	S rozšířeným koncem, Solva Flex hadičky, 3 zarážky 0.76mm ID (KS 6)	černá/černá	0.76	0.86	2.48
0.89-ORG3B-SF-F	S rozšířeným koncem, Solva Flex hadičky, 3 zarážky 0.89mm ID (KS 6)	oranž./oranž.	0.89	0.86	2.61
1.14-RED3B-SF-F	S rozšířeným koncem, Solva Flex hadičky, 3 zarážky 1.14mm ID (KS 6)	červená/červ.	1.14	0.86	2.86
1.30-GRY3B-SF-F	S rozšířeným koncem, Solva Flex hadičky, 3 zarážky 1.30mm ID (KS 6)	šedá/šedá	1.30	0.86	3.02

S rozšířeným koncem, 3 zarážky, Solva, 95mm mezi zarážkami

Celková délka: 455 mm (95 mm mezi zarážkami)
Počet kusů v balení: 6
Fyzikální vlastnosti: Termoplastický materiál na bázi PVC s plastifikátorem
Speciální vlastnosti: Speciální hadičky pro uhlovodíky, ropné produkty a destiláty

K.č.	Název	Zarážky (barva)	ID mm	Stěna mm	OD mm
0.38-OG3B-95-SF-F	S rozšířeným koncem, Solva, 3 zarážky, 0.38 mm ID, 95 mm (KS 6)	oranž./zelená	0.38	0.86	2.10
0.51-OY3B-95-SF-F	S rozšířeným koncem, Solva, 3 zarážky, 0.51 mm ID, 95 mm (KS 6)	oranž./žlutá	0.51	0.86	2.23
0.64-OW3B-95-SF-F	S rozšířeným koncem, Solva, 3 zarážky, 0.64 mm ID, 95 mm (KS 6)	oranž./bílá	0.64	0.86	2.36
0.76-BLK3B-95-SF-F	S rozšířeným koncem, Solva, 3 zarážky, 0.76 mm ID, 95 mm (KS 6)	černá/černá	0.76	0.86	2.48
0.89-ORG3B-95-SF-F	S rozšířeným koncem, Solva, 3 zarážky, 0.89 mm ID, 95 mm (KS 6)	oranž./oranž.	0.89	0.86	2.61
1.02-WHT3B-95-SF-F	S rozšířeným koncem, Solva, 3 zarážky, 1.02 mm ID, 95 mm (KS 6)	bílá/bílá	1.02	0.86	2.74
1.52-YB3B-95-SF-F	S rozšířeným koncem, Solva, 3 zarážky, 1.52 mm ID, 95 mm (KS 6)	žlutá/modrá	1.52	0.86	3.24

S rozšířeným koncem, 2 zarážky, Tygon MH, 72 mm mezi zarážkami

Celková délka: 300 mm (72 mm mezi zarážkami)
Počet kusů v balení: 6
Fyzikální vlastnosti: Speciální termoplast vysoké čistoty (bez aditiv, ekologicky šetrné)
Speciální vlastnosti: Ekologicky šetrné hadičky speciálně navržené pro rozpouštědla, vhodné pro MIBK

K.č.	Název	Zarážky (barva)	ID mm	Stěna mm	OD mm
0.38-ORG-MH3-F	S rozšířeným koncem, Tygon MH, 2 zarážky (72 mm), 0.38 mm ID (KS 6)	oranžová/zelená	0.38	0.91	2.20
0.64-OW-MH3-F	S rozšířeným koncem, Tygon MH, 2 zarážky (72 mm), 0.64 mm ID (KS 6)	oranžová/bílá	0.64	0.91	2.46
1.02-WHT-MH3-F	S rozšířeným koncem, Tygon MH, 2 zarážky (72 mm), 1.02 mm ID (KS 6)	bílá/bílá	1.02	0.86	2.74
1.52-YB-MH3-F	S rozšířeným koncem, Tygon MH, 2 zarážky (72 mm), 1.52 mm ID (KS 6)	žlutá/modrá	1.52	0.86	3.24
2.06-PUR-MH3-F	S rozšířeným koncem, Tygon MH, 2 zarážky (72 mm), 2.06 mm ID (KS 6)	fialová/fialová	2.06	0.86	3.78
2.79-PW-MH3-F	S rozšířeným koncem, Tygon MH, 2 zarážky (72 mm), 2.79 mm ID (KS 6)	fialová/bílá	2.79	0.86	4.01

S rozšířeným koncem, 2 zarážky, Tygon MH, 152 mm mezi zarážkami

Celková délka: 370 mm (152 mm mezi zarážkami)
Počet kusů v balení: 6
Fyzikální vlastnosti: Speciální termoplast vysoké čistoty (bez aditiv, ekologicky šetrné)
Speciální vlastnosti: Ekologicky šetrné hadičky speciálně navržené pro rozpouštědla, vhodné pro MIBK

K.č.	Název	Zarážky (barva)	ID mm	Stěna mm	OD mm
0.38-ORG-MH-F	S rozšířeným koncem, Tygon MH, 2 zarážky (152 mm), 0.38 mm ID (KS 6)	oranžová/zelená	0.38	0.91	2.20
0.64-OW-MH-F	S rozšířeným koncem, Tygon MH, 2 zarážky (152 mm), 0.64 mm ID (KS 6)	oranžová/bílá	0.64	0.91	2.46
1.02-WHT-MH-F	S rozšířeným koncem, Tygon MH, 2 zarážky (152 mm), 1.02 mm ID (KS 6)	bílá/bílá	1.02	0.86	2.74
1.52-YB-MH-F	S rozšířeným koncem, Tygon MH, 2 zarážky (152 mm), 1.52 mm ID (KS 6)	žlutá/modrá	1.52	0.86	3.24
2.06-PUR-MH-F	S rozšířeným koncem, Tygon MH, 2 zarážky (152 mm), 2.06 mm ID (KS 6)	fialová/fialová	2.06	0.86	3.78
2.79-PW-MH-F	S rozšířeným koncem, Tygon MH, 2 zarážky (152 mm), 2.79 mm ID (KS 6)	fialová/bílá	2.79	0.86	4.01

S rozšířeným koncem, 2 zarážky, Viton, 95 mm mezi zarážkami

Celková délka: 175mm (95 mm mezi zarážkami)

Počet kusů v balení: 6

Fyzikální vlastnosti: Fluoropolymerelastomer

Speciální vlastnosti: Speciální hadičky pro koncentrované kyseliny a korozivní rozpouštědla.

K.č.	Název	Zarážky (barva)	ID mm	Stěna mm	OD mm
VS0.76-BLK-95-F	S rozšířeným koncem, Viton, hadičky, 2 zarážky (95mm), 0.76mm ID (KS 6)	černá/černá	0.76	0.85	2.46

S rozšířeným koncem, 2 zarážky, Viton, 127 mm mezi zarážkami

Celková délka: 175mm (127 mm mezi zarážkami)

Počet kusů v balení: 6

Fyzikální vlastnosti: Fluoropolymerelastomer

Speciální vlastnosti: Speciální hadičky pro koncentrované kyseliny a korozivní rozpouštědla.

K.č.	Název	Zarážky (barva)	ID mm	Stěna mm	OD mm
VS0.51-OY-F	S rozšířeným koncem, Viton, hadičky, 2 zarážky, 0.51 mm ID (KS 6)	oranžová/žlutá	0.51	0.90	2.31
VS0.64-OW-F	S rozšířeným koncem, Viton, hadičky, 2 zarážky, 0.64 mm ID (KS 6)	oranžová/bílá	0.64	0.90	2.44
VS0.76-BLK-F	S rozšířeným koncem, Viton, hadičky, 2 zarážky, 0.76 mm ID (KS 6)	černá/černá	0.76	0.85	2.46
VS0.89-ORG-F	S rozšířeným koncem, Viton, hadičky, 2 zarážky, 0.89 mm ID (KS 6)	oranžová/oranžová	0.89	0.85	2.59
VS1.02-WHT-F	S rozšířeným koncem, Viton, hadičky, 2 zarážky, 1.02 mm ID (KS 6)	bílá/bílá	1.02	0.85	2.72
VS1.14-RED-F	S rozšířeným koncem, Viton, hadičky, 2 zarážky, 1.14 mm ID (KS 6)	červená/červená	1.14	0.90	2.94
VS1.30-GRY-F	S rozšířeným koncem, Viton, hadičky, 2 zarážky, 1.30 mm ID (KS 6)	šedá/šedá	1.30	0.90	3.10
VS1.42-YLW-F	S rozšířeným koncem, Viton, hadičky, 2 zarážky, 1.42 mm ID (KS 6)	žlutá/žlutá	1.42	0.85	3.12
VS1.52-YB-F	S rozšířeným koncem, Viton, hadičky, 2 zarážky, 1.52 mm ID (KS 6)	žlutá/modrá	1.52	0.85	3.22
VS1.65-BLU-F	S rozšířeným koncem, Viton, hadičky, 2 zarážky, 1.65 mm ID (KS 6)	modrá/modrá	1.65	0.90	3.45
VS1.85-GRN-F	S rozšířeným koncem, Viton, hadičky, 2 zarážky, 1.85 mm ID (KS 6)	zelená/zelená	1.85	0.90	3.65
VS2.06-PUR-F	S rozšířeným koncem, Viton, hadičky, 2 zarážky, 2.06 mm ID (KS 6)	fialová/fialová	2.06	0.90	3.86
VS2.29-PBLK-F	S rozšířeným koncem, Viton, hadičky, 2 zarážky, 2.29 mm ID (KS 6)	fialová/černá	2.29	0.85	3.99
VS2.54-PO-F	S rozšířeným koncem, Viton, hadičky, 2 zarážky, 2.54 mm ID (KS 6)	fialová/oranžová	2.54	0.85	4.24
VS2.79-PW-F	S rozšířeným koncem, Viton, hadičky, 2 zarážky, 2.79 mm ID (KS 6)	fialová/bílá	2.79	0.85	4.49