

# CENÍK JEDNOPRVKOVÝCH CERTIFIKOVANÝCH STANDARDNÍCH ROZTOKŮ PLASMACAL PRO ICP-OES, ICP-MS A AAS S PŘÍMOU NÁVAZNOSTÍ NA STANDARDS NIST



| Množstevní sleva:<br>Při odběru 5 a více bal. může zákazník<br>uplatnit 10% slevu z celkové ceny. |                                                                                  |                        | Koncentrace:<br>1 000 µg/ml (1 g/l) |                            |                             |                            | Koncentrace:<br>10 000 µg/ml (10 g/l) |                            |                             |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Prvek                                                                                             | Výchozí látka                                                                    | Matrice                | Balení 125 ml                       |                            | Balení 500 ml               |                            | Balení 125 ml                         |                            | Balení 500 ml               |                            |
|                                                                                                   |                                                                                  |                        | Kat. č.                             | Cena<br>Kč<br>(bez<br>DPH) | Kat. č.                     | Cena<br>Kč<br>(bez<br>DPH) | Kat. č.                               | Cena<br>Kč<br>(bez<br>DPH) | Kat. č.                     | Cena<br>Kč<br>(bez<br>DPH) |
| Ag                                                                                                | AgNO <sub>3</sub>                                                                | HNO <sub>3</sub>       | <a href="#">140-051-471</a>         | na dotaz                   | <a href="#">140-051-475</a> | na dotaz                   | <a href="#">140-061-471</a>           | na dotaz                   | <a href="#">140-061-475</a> | na dotaz                   |
| Al                                                                                                | Al(NO <sub>3</sub> ) <sub>3</sub>                                                | HNO <sub>3</sub>       | <a href="#">140-051-131</a>         | na dotaz                   | <a href="#">140-051-135</a> | na dotaz                   | <a href="#">140-061-131</a>           | na dotaz                   | <a href="#">140-061-135</a> | na dotaz                   |
|                                                                                                   | kov                                                                              | HCl                    | <a href="#">140-052-131</a>         | na dotaz                   | <a href="#">140-052-135</a> | na dotaz                   | <a href="#">140-062-131</a>           | na dotaz                   | <a href="#">140-062-135</a> | na dotaz                   |
| As                                                                                                | As <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                                                   | HNO <sub>3</sub>       | <a href="#">140-051-331</a>         | na dotaz                   | <a href="#">140-051-335</a> | na dotaz                   | <a href="#">140-061-331</a>           | na dotaz                   | <a href="#">140-061-335</a> | na dotaz                   |
| Au                                                                                                | kov                                                                              | HCl                    | <a href="#">140-052-791</a>         | na dotaz                   | <a href="#">140-052-795</a> | na dotaz                   | <a href="#">140-062-791</a>           | na dotaz                   | <a href="#">140-062-795</a> | na dotaz                   |
| B                                                                                                 | (NH <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> B <sub>4</sub> O <sub>7</sub> ·4H <sub>2</sub> O | H <sub>2</sub> O       | <a href="#">140-050-051</a>         | na dotaz                   | <a href="#">140-050-055</a> | na dotaz                   | <a href="#">140-060-051</a>           | na dotaz                   | <a href="#">140-060-055</a> | na dotaz                   |
| Ba                                                                                                | BaCO <sub>3</sub>                                                                | HNO <sub>3</sub>       | <a href="#">140-051-561</a>         | na dotaz                   | <a href="#">140-051-565</a> | na dotaz                   | <a href="#">140-061-561</a>           | na dotaz                   | <a href="#">140-061-565</a> | na dotaz                   |
| Be                                                                                                | Be <sub>4</sub> O(C <sub>2</sub> H <sub>3</sub> O <sub>2</sub> ) <sub>6</sub>    | HNO <sub>3</sub>       | <a href="#">140-051-041</a>         | na dotaz                   | <a href="#">140-051-045</a> | na dotaz                   | <a href="#">140-061-041</a>           | na dotaz                   | <a href="#">140-061-045</a> | na dotaz                   |
| Bi                                                                                                | kov                                                                              | HNO <sub>3</sub>       | <a href="#">140-051-831</a>         | na dotaz                   | <a href="#">140-051-835</a> | na dotaz                   | <a href="#">140-061-831</a>           | na dotaz                   | <a href="#">140-061-835</a> | na dotaz                   |
| Ca                                                                                                | CaCO <sub>3</sub>                                                                | HNO <sub>3</sub>       | <a href="#">140-051-201</a>         | na dotaz                   | <a href="#">140-051-205</a> | na dotaz                   | <a href="#">140-061-201</a>           | na dotaz                   | <a href="#">140-061-205</a> | na dotaz                   |
| Cd                                                                                                | kov                                                                              | HNO <sub>3</sub>       | <a href="#">140-051-481</a>         | na dotaz                   | <a href="#">140-051-485</a> | na dotaz                   | <a href="#">140-061-481</a>           | na dotaz                   | <a href="#">140-061-485</a> | na dotaz                   |
| Ce                                                                                                | Ce(NO <sub>3</sub> ) <sub>3</sub> ·6H <sub>2</sub> O                             | HNO <sub>3</sub>       | <a href="#">140-051-581</a>         | na dotaz                   | <a href="#">140-051-585</a> | na dotaz                   | <a href="#">140-061-581</a>           | na dotaz                   | <a href="#">140-061-585</a> | na dotaz                   |
| Co                                                                                                | CoCO <sub>3</sub>                                                                | HNO <sub>3</sub>       | <a href="#">140-051-271</a>         | na dotaz                   | <a href="#">140-051-275</a> | na dotaz                   | <a href="#">140-061-271</a>           | na dotaz                   | <a href="#">140-061-275</a> | na dotaz                   |
| Cr                                                                                                | Cr(NO <sub>3</sub> ) <sub>3</sub>                                                | HNO <sub>3</sub>       | <a href="#">140-051-241</a>         | na dotaz                   | <a href="#">140-051-245</a> | na dotaz                   | <a href="#">140-061-241</a>           | na dotaz                   | <a href="#">140-061-245</a> | na dotaz                   |
| Cr                                                                                                | kov                                                                              | HCl                    | <a href="#">140-052-241</a>         | na dotaz                   | <a href="#">140-052-245</a> | na dotaz                   | <a href="#">140-062-241</a>           | na dotaz                   | <a href="#">140-062-245</a> | na dotaz                   |
| Cs                                                                                                | CsNO <sub>3</sub>                                                                | HNO <sub>3</sub>       | <a href="#">140-051-551</a>         | na dotaz                   | <a href="#">140-051-555</a> | na dotaz                   | <a href="#">140-061-551</a>           | na dotaz                   | <a href="#">140-061-555</a> | na dotaz                   |
| Cu                                                                                                | kov                                                                              | HNO <sub>3</sub>       | <a href="#">140-051-291</a>         | na dotaz                   | <a href="#">140-051-295</a> | na dotaz                   | <a href="#">140-061-291</a>           | na dotaz                   | <a href="#">140-061-295</a> | na dotaz                   |
| Dy                                                                                                | Dy <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                                                   | HNO <sub>3</sub>       | <a href="#">140-051-661</a>         | na dotaz                   | <a href="#">140-051-665</a> | na dotaz                   | <a href="#">140-061-661</a>           | na dotaz                   | <a href="#">140-061-665</a> | na dotaz                   |
| Er                                                                                                | Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                                                   | HNO <sub>3</sub>       | <a href="#">140-051-681</a>         | na dotaz                   | <a href="#">140-051-685</a> | na dotaz                   | <a href="#">140-061-681</a>           | na dotaz                   | <a href="#">140-061-685</a> | na dotaz                   |
| Eu                                                                                                | Eu <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                                                   | HNO <sub>3</sub>       | <a href="#">140-051-631</a>         | na dotaz                   | <a href="#">140-051-635</a> | na dotaz                   | <a href="#">140-061-631</a>           | na dotaz                   | <a href="#">140-061-635</a> | na dotaz                   |
| Fe                                                                                                | kov                                                                              | HNO <sub>3</sub>       | <a href="#">140-051-261</a>         | na dotaz                   | <a href="#">140-051-265</a> | na dotaz                   | <a href="#">140-061-261</a>           | na dotaz                   | <a href="#">140-061-265</a> | na dotaz                   |
| Ga                                                                                                | kov                                                                              | HNO <sub>3</sub>       | <a href="#">140-051-311</a>         | na dotaz                   | <a href="#">140-051-315</a> | na dotaz                   | <a href="#">140-061-311</a>           | na dotaz                   | <a href="#">140-061-315</a> | na dotaz                   |
| Gd                                                                                                | Gd <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                                                   | HNO <sub>3</sub>       | <a href="#">140-051-641</a>         | na dotaz                   | <a href="#">140-051-645</a> | na dotaz                   | <a href="#">140-061-641</a>           | na dotaz                   | <a href="#">140-061-645</a> | na dotaz                   |
| Ge                                                                                                | NH <sub>4</sub> GeF <sub>6</sub>                                                 | H <sub>2</sub> O/st.HF | <a href="#">140-050-321</a>         | na dotaz                   | <a href="#">140-050-325</a> | na dotaz                   | <a href="#">140-060-321</a>           | na dotaz                   | <a href="#">140-060-325</a> | na dotaz                   |
| Hf                                                                                                | Cl <sub>2</sub> HfO <sub>8</sub> ·8H <sub>2</sub> O                              | HCl                    | <a href="#">140-052-721</a>         | na dotaz                   | <a href="#">140-052-725</a> | na dotaz                   | <a href="#">140-062-721</a>           | na dotaz                   | —                           | —                          |
| Hg                                                                                                | kov                                                                              | HNO <sub>3</sub>       | <a href="#">140-051-801</a>         | na dotaz                   | <a href="#">140-051-805</a> | na dotaz                   | <a href="#">140-061-801</a>           | na dotaz                   | <a href="#">140-061-805</a> | na dotaz                   |
| Ho                                                                                                | Ho <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                                                   | HNO <sub>3</sub>       | <a href="#">140-051-671</a>         | na dotaz                   | <a href="#">140-051-675</a> | na dotaz                   | <a href="#">140-061-671</a>           | na dotaz                   | <a href="#">140-061-675</a> | na dotaz                   |
| In                                                                                                | kov                                                                              | HNO <sub>3</sub>       | <a href="#">140-051-491</a>         | na dotaz                   | <a href="#">140-051-495</a> | na dotaz                   | <a href="#">140-061-491</a>           | na dotaz                   | <a href="#">140-061-495</a> | na dotaz                   |
| Ir                                                                                                | IrCl <sub>3</sub> ·3H <sub>2</sub> O                                             | HCl                    | <a href="#">140-052-771</a>         | na dotaz                   | <a href="#">140-052-775</a> | na dotaz                   | <a href="#">140-062-771</a>           | na dotaz                   | <a href="#">140-062-775</a> | na dotaz                   |
| K                                                                                                 | KNO <sub>3</sub>                                                                 | HNO <sub>3</sub>       | <a href="#">140-051-191</a>         | na dotaz                   | <a href="#">140-051-195</a> | na dotaz                   | <a href="#">140-061-191</a>           | na dotaz                   | <a href="#">140-061-195</a> | na dotaz                   |
| La                                                                                                | La <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                                                   | HNO <sub>3</sub>       | <a href="#">140-051-571</a>         | na dotaz                   | <a href="#">140-051-575</a> | na dotaz                   | <a href="#">140-061-571</a>           | na dotaz                   | <a href="#">140-061-575</a> | na dotaz                   |
| Li                                                                                                | Li <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>                                                  | HNO <sub>3</sub>       | <a href="#">140-051-031</a>         | na dotaz                   | <a href="#">140-051-035</a> | na dotaz                   | <a href="#">140-061-031</a>           | na dotaz                   | <a href="#">140-061-035</a> | na dotaz                   |
| Lu                                                                                                | Lu <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                                                   | HNO <sub>3</sub>       | <a href="#">140-051-711</a>         | na dotaz                   | <a href="#">140-051-715</a> | na dotaz                   | <a href="#">140-061-711</a>           | na dotaz                   | —                           | —                          |
| Mg                                                                                                | kov                                                                              | HNO <sub>3</sub>       | <a href="#">140-051-121</a>         | na dotaz                   | <a href="#">140-051-125</a> | na dotaz                   | <a href="#">140-061-121</a>           | na dotaz                   | <a href="#">140-061-125</a> | na dotaz                   |
| Mn                                                                                                | (CH <sub>3</sub> CO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Mn                               | HNO <sub>3</sub>       | <a href="#">140-051-251</a>         | na dotaz                   | <a href="#">140-051-255</a> | na dotaz                   | <a href="#">140-061-251</a>           | na dotaz                   | <a href="#">140-061-255</a> | na dotaz                   |
| Mo                                                                                                | (NH <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> MoO <sub>4</sub>                                 | H <sub>2</sub> O       | <a href="#">140-050-421</a>         | na dotaz                   | <a href="#">140-050-425</a> | na dotaz                   | <a href="#">140-060-421</a>           | na dotaz                   | <a href="#">140-060-425</a> | na dotaz                   |
| Na                                                                                                | Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>                                                  | HNO <sub>3</sub>       | <a href="#">140-051-111</a>         | na dotaz                   | <a href="#">140-051-115</a> | na dotaz                   | <a href="#">140-061-111</a>           | na dotaz                   | <a href="#">140-061-115</a> | na dotaz                   |
| Nb                                                                                                | NH <sub>4</sub> NbF <sub>6</sub>                                                 | HF                     | <a href="#">140-050-411</a>         | na dotaz                   | <a href="#">140-050-415</a> | na dotaz                   | <a href="#">140-060-411</a>           | na dotaz                   | <a href="#">140-060-415</a> | na dotaz                   |
| Nd                                                                                                | Nd <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                                                   | HNO <sub>3</sub>       | <a href="#">140-051-601</a>         | na dotaz                   | <a href="#">140-051-605</a> | na dotaz                   | <a href="#">140-061-601</a>           | na dotaz                   | <a href="#">140-061-605</a> | na dotaz                   |
| Ni                                                                                                | kov                                                                              | HNO <sub>3</sub>       | <a href="#">140-051-281</a>         | na dotaz                   | <a href="#">140-051-285</a> | na dotaz                   | <a href="#">140-061-281</a>           | na dotaz                   | <a href="#">140-061-285</a> | na dotaz                   |
| Os                                                                                                | (NH <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> OsCl <sub>6</sub>                                | HCl                    | <a href="#">140-052-761</a>         | na dotaz                   | <a href="#">140-052-765</a> | na dotaz                   | —                                     | —                          | —                           | —                          |
| P                                                                                                 | NH <sub>4</sub> H <sub>2</sub> PO <sub>4</sub>                                   | H <sub>2</sub> O       | <a href="#">140-050-151</a>         | na dotaz                   | <a href="#">140-050-155</a> | na dotaz                   | <a href="#">140-060-151</a>           | na dotaz                   | <a href="#">140-060-155</a> | na dotaz                   |
| Pb                                                                                                | Pb(NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>                                                | HNO <sub>3</sub>       | <a href="#">140-051-821</a>         | na dotaz                   | <a href="#">140-051-825</a> | na dotaz                   | <a href="#">140-061-821</a>           | na dotaz                   | <a href="#">140-061-825</a> | na dotaz                   |
| Pd                                                                                                | kov                                                                              | HCl                    | <a href="#">140-052-461</a>         | na dotaz                   | <a href="#">140-052-465</a> | na dotaz                   | <a href="#">140-062-461</a>           | na dotaz                   | —                           | —                          |
| Pr                                                                                                | Pr <sub>6</sub> O <sub>11</sub>                                                  | HNO <sub>3</sub>       | <a href="#">140-051-591</a>         | na dotaz                   | <a href="#">140-051-595</a> | na dotaz                   | <a href="#">140-061-591</a>           | na dotaz                   | —                           | —                          |
| Pt                                                                                                | (NH <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> PtCl <sub>6</sub>                                | HCl                    | <a href="#">140-052-781</a>         | na dotaz                   | <a href="#">140-052-785</a> | na dotaz                   | <a href="#">140-062-781</a>           | na dotaz                   | <a href="#">140-062-785</a> | na dotaz                   |
| Rb                                                                                                | RbNO <sub>3</sub>                                                                | HNO <sub>3</sub>       | <a href="#">140-051-371</a>         | na dotaz                   | —                           | —                          | <a href="#">140-061-371</a>           | na dotaz                   | <a href="#">140-061-375</a> | na dotaz                   |

| Množstevní sleva:<br>Při odběru 5 a více bal. může zákazník<br>uplatnit 10% slevu z celkové ceny. |                                                      |                        | Koncentrace:<br>1 000 µg/ml (1 g/l) |                            |                             |                            | Koncentrace:<br>10 000 µg/ml (10 g/l) |                            |                             |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
|                                                                                                   |                                                      |                        | Balení 125 ml                       |                            | Balení 500 ml               |                            | Balení 125 ml                         |                            | Balení 500 ml               |                            |
| Prvek                                                                                             | Výchozí látka                                        | Matrice                | Kat. č.                             | Cena<br>Kč<br>(bez<br>DPH) | Kat. č.                     | Cena<br>Kč<br>(bez<br>DPH) | Kat. č.                               | Cena<br>Kč<br>(bez<br>DPH) | Kat. č.                     | Cena<br>Kč<br>(bez<br>DPH) |
| Re                                                                                                | NH <sub>4</sub> ReO <sub>4</sub>                     | H <sub>2</sub> O       | <a href="#">140-050-751</a>         | na dotaz                   | <a href="#">140-050-755</a> | na dotaz                   | <a href="#">140-060-751</a>           | na dotaz                   | <a href="#">140-060-755</a> | na dotaz                   |
| Rh                                                                                                | RhCl <sub>3</sub> ·3H <sub>2</sub> O                 | HCl                    | <a href="#">140-052-451</a>         | na dotaz                   | <a href="#">140-052-455</a> | na dotaz                   | <a href="#">140-062-451</a>           | na dotaz                   | —                           | —                          |
| Ru                                                                                                | RuCl <sub>3</sub>                                    | HCl                    | <a href="#">140-052-441</a>         | na dotaz                   | <a href="#">140-052-445</a> | na dotaz                   | <a href="#">140-062-441</a>           | na dotaz                   | <a href="#">140-062-445</a> | na dotaz                   |
| S                                                                                                 | (NH <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>      | H <sub>2</sub> O       | <a href="#">140-050-161</a>         | na dotaz                   | <a href="#">140-050-165</a> | na dotaz                   | <a href="#">140-060-161</a>           | na dotaz                   | <a href="#">140-060-165</a> | na dotaz                   |
| Sb                                                                                                | Sb <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                       | HNO <sub>3</sub>       | <a href="#">140-051-511</a>         | na dotaz                   | <a href="#">140-051-515</a> | na dotaz                   | <a href="#">140-061-511</a>           | na dotaz                   | <a href="#">140-061-515</a> | na dotaz                   |
| Sc                                                                                                | Sc <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                       | HNO <sub>3</sub>       | <a href="#">140-051-211</a>         | na dotaz                   | <a href="#">140-051-215</a> | na dotaz                   | <a href="#">140-061-211</a>           | na dotaz                   | <a href="#">140-061-215</a> | na dotaz                   |
| Se                                                                                                | kov                                                  | HNO <sub>3</sub>       | <a href="#">140-051-341</a>         | na dotaz                   | <a href="#">140-051-345</a> | na dotaz                   | <a href="#">140-061-341</a>           | na dotaz                   | <a href="#">140-061-345</a> | na dotaz                   |
| Si                                                                                                | (NH <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> SiF <sub>6</sub>     | H <sub>2</sub> O       | <a href="#">140-050-141</a>         | na dotaz                   | <a href="#">140-050-145</a> | na dotaz                   | <a href="#">140-060-141</a>           | na dotaz                   | <a href="#">140-060-145</a> | na dotaz                   |
| Sm                                                                                                | Sm <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                       | HNO <sub>3</sub>       | <a href="#">140-051-621</a>         | na dotaz                   | <a href="#">140-051-625</a> | na dotaz                   | <a href="#">140-061-621</a>           | na dotaz                   | <a href="#">140-061-625</a> | na dotaz                   |
| Sn                                                                                                | kov                                                  | HCl                    | <a href="#">140-052-501</a>         | na dotaz                   | <a href="#">140-052-505</a> | na dotaz                   | <a href="#">140-062-501</a>           | na dotaz                   | <a href="#">140-062-505</a> | na dotaz                   |
| Sr                                                                                                | SrCO <sub>3</sub>                                    | HNO <sub>3</sub>       | <a href="#">140-051-381</a>         | na dotaz                   | <a href="#">140-051-385</a> | na dotaz                   | <a href="#">140-061-381</a>           | na dotaz                   | <a href="#">140-061-385</a> | na dotaz                   |
| Ta                                                                                                | (NH <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> TaF <sub>6</sub>     | Hf                     | <a href="#">140-050-731</a>         | na dotaz                   | <a href="#">140-050-735</a> | na dotaz                   | <a href="#">140-060-731</a>           | na dotaz                   | <a href="#">140-060-735</a> | na dotaz                   |
| Tb                                                                                                | Tb <sub>4</sub> O <sub>7</sub>                       | HNO <sub>3</sub>       | <a href="#">140-051-651</a>         | na dotaz                   | <a href="#">140-051-655</a> | na dotaz                   | <a href="#">140-061-651</a>           | na dotaz                   | <a href="#">140-061-655</a> | na dotaz                   |
| Te                                                                                                | kov                                                  | HCl                    | <a href="#">140-052-521</a>         | na dotaz                   | <a href="#">140-052-525</a> | na dotaz                   | <a href="#">140-062-521</a>           | na dotaz                   | <a href="#">140-062-525</a> | na dotaz                   |
| Th                                                                                                | Th(NO <sub>3</sub> ) <sub>4</sub> ·4H <sub>2</sub> O | HNO <sub>3</sub>       | <a href="#">140-051-901</a>         | na dotaz                   | <a href="#">140-051-905</a> | na dotaz                   | <a href="#">140-061-901</a>           | na dotaz                   | <a href="#">140-061-905</a> | na dotaz                   |
| Ti                                                                                                | (NH <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> TiF <sub>6</sub>     | H <sub>2</sub> O/st.HF | <a href="#">140-050-221</a>         | na dotaz                   | <a href="#">140-050-225</a> | na dotaz                   | <a href="#">140-060-221</a>           | na dotaz                   | <a href="#">140-060-225</a> | na dotaz                   |
| Tl                                                                                                | TlNO <sub>3</sub>                                    | HNO <sub>3</sub>       | <a href="#">140-051-811</a>         | na dotaz                   | <a href="#">140-051-815</a> | na dotaz                   | <a href="#">140-061-811</a>           | na dotaz                   | <a href="#">140-061-815</a> | na dotaz                   |
| Tm                                                                                                | Tm <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                       | HNO <sub>3</sub>       | <a href="#">140-051-691</a>         | na dotaz                   | <a href="#">140-051-695</a> | na dotaz                   | <a href="#">140-061-691</a>           | na dotaz                   | —                           | —                          |
| U                                                                                                 | U <sub>3</sub> O <sub>8</sub>                        | HNO <sub>3</sub>       | <a href="#">140-051-921</a>         | na dotaz                   | <a href="#">140-051-925</a> | na dotaz                   | <a href="#">140-061-921</a>           | na dotaz                   | <a href="#">140-061-925</a> | na dotaz                   |
| V                                                                                                 | NH <sub>4</sub> VO <sub>3</sub>                      | HNO <sub>3</sub>       | <a href="#">140-051-231</a>         | na dotaz                   | <a href="#">140-051-235</a> | na dotaz                   | <a href="#">140-061-231</a>           | na dotaz                   | <a href="#">140-061-235</a> | na dotaz                   |
| W                                                                                                 | (NH <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> WO <sub>4</sub>      | H <sub>2</sub> O       | <a href="#">140-050-741</a>         | na dotaz                   | <a href="#">140-050-745</a> | na dotaz                   | —                                     | —                          | —                           | —                          |
| Y                                                                                                 | Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                        | HNO <sub>3</sub>       | <a href="#">140-051-391</a>         | na dotaz                   | <a href="#">140-051-395</a> | na dotaz                   | <a href="#">140-061-391</a>           | na dotaz                   | <a href="#">140-061-395</a> | na dotaz                   |
| Yb                                                                                                | Yb <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                       | HNO <sub>3</sub>       | <a href="#">140-051-701</a>         | na dotaz                   | <a href="#">140-051-705</a> | na dotaz                   | <a href="#">140-061-701</a>           | na dotaz                   | <a href="#">140-061-705</a> | na dotaz                   |
| Zn                                                                                                | kov                                                  | HNO <sub>3</sub>       | <a href="#">140-051-301</a>         | na dotaz                   | <a href="#">140-051-305</a> | na dotaz                   | <a href="#">140-061-301</a>           | na dotaz                   | <a href="#">140-061-305</a> | na dotaz                   |
| Zr                                                                                                | ZrONO <sub>3</sub>                                   | HNO <sub>3</sub>       | <a href="#">140-051-401</a>         | na dotaz                   | <a href="#">140-051-405</a> | na dotaz                   | <a href="#">140-061-401</a>           | na dotaz                   | <a href="#">140-061-405</a> | na dotaz                   |

Více informací si můžete zobrazit po kliknutí na katalogové číslo produktu (odkaz na webové stránky SparSpec).

Standardní kalibrační roztoky z produkce firmy **SCP Science** (Kanada) jsou připravovány z kovů a sloučenin nejvyšší čistoty (minimální čistota 99,999 % – kontrolována s využitím optické emisní spektrometrie), podvarově destilovaných kyselin a deionizované vody 18 Mohm (čistota pravidelně kontrolována pomocí ICP-MS). Jejich příprava a certifikace probíhá s využitím metod vyvinutých NIST pro dosažení maximální čistoty, homogenity a správnosti koncentrace roztoků (používáno pouze odměrné sklo třídy A kalibrované dle direktiv NIST, výchozí materiály jsou navažovány s přesností na 0,1 mg na analytických vahách třídy F kalibrovaných dle direktiv NIST).

Každý jednorázový standardní kalibrační roztok je certifikován za použití **NIST SRM 3100** Spectrometric Standard Solutions. Garantovaná přesnost koncentrace je ± 0,5 %. Doba použitelnosti, během níž je garantována správnost a přesnost koncentrace (expirační doba) je 12 nebo 24 měsíců od data dodání. Datum expirace (použitelnost) je dána výrobcem a je uvedena na každé lahvi a na přiloženém certifikátu.

Všechny standardní roztoky jsou dodávány ve vyloučených HDPE Passport IP2 lahvích vyrobených z polyethylenu o vysoké měrné hustotě. Standardní kalibrační roztoky jsou dodávány s certifikátem ("Certificate of Analysis"), s uvedenou úrovní stopových nečistot (dalších cca 70 prvků, analýza ICP-MS) a bezpečnostním listem ("Material Safety Data Sheet") v souladu se zákonem č. 350/2011 Sb. a podle Nařízení Komise (EU) 878/2020.

Vedle 125ml a 500ml balení jsou k dispozici i standardní kalibrační roztoky v 2x25ml balení.

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a zahrnují poštovné i balné po celé České republice.

Dodací lhůta: 2 – 5 týdnů (dle skladových zásob výrobce)

Ohledně cenové nabídky prosím využijte náš poptávkový systém SparSpec: [www.sparspec.cz](http://www.sparspec.cz)

nebo nás kontaktujte na e-mailové adrese: [sale@rmi.cz](mailto:sale@rmi.cz).

RMI, s.r.o. • Pernštýnská 116 • 533 41 Lázně Bohdaneč

T: +420 466 921 404/885 • E: [sale@rmi.cz](mailto:sale@rmi.cz) • W: [www.sparspec.cz](http://www.sparspec.cz) / [www.rmi.cz](http://www.rmi.cz) /