



POLYETHYLENOVÉ VZORKOVNICE PRO XRF SPEKTROMETRII OD FIRMY SCP SCIENCE



Kanadská firma **SCP SCIENCE** nabízí celou řadu plastových vzorkovnic pro XRF spektrometrii pro kapalné, práškové a pevné vzorky. V nabídce jsou vzorkovnice vhodné pro všechny typy používaných rentgenfluorescenčních spektrometrů.


Vzorkovnice jsou nabízeny o třech různých průměrech: **32, 40 a 47 mm**.

V nabídce jsou 2 typy uspořádání:

- s jedním otevřeným koncem – **Single Open-Ended**
- s dvěma otevřenými konci – **Double Open-Ended**

Vzorkovnice jsou vyrobeny z čistého polyethylenu, odolného vůči většině kyselin, zásad a organických rozpouštědel (s výjimkou chlorovaných uhlovodíků).

Na následujícím obrázku jsou vyobrazeny jednotlivé typy vzorkovnic, včetně jejich objednacích čísel:



Ke vzorkovnicím na kapaliny je možné objednat razidlo na snadné prorážení odvětrávacích otvorů v zeslabeném místě vzorkovnice.



040-080-100

Kat. č.	Popis	Průměr (mm)	Výška (mm)	Objem (ml)	Množství (ks)	Jednot. cena Kč/MJ (bez DPH)
SINGLE OPEN-ENDED						
040-075-010	32 mm, trimless, Easyvent	32	23,4	–	200	na dotaz
040-080-046	40 mm, snap-on, s otvorem	39,3	35	15	100	na dotaz
040-075-050	40 mm, trimless, Easyvent	40	23	–	200	na dotaz
040-080-037	43 mm, snap-on, na síru, pro analyzátory Horiba	42,9	19,5		100	na dotaz
040-080-020	47 mm, trimless, pro analyzátory Horiba	46,7	20,3	12	100	na dotaz
040-075-021	47 mm, trimless, Easyvent	47	18,5	–	200	na dotaz
040-075-020	47 mm, trimless, Easyvent	47	20	–	200	na dotaz
DOUBLE OPEN-ENDED						
040-080-040	32 mm, snap-on	30,7	23,5	7	200	na dotaz
040-080-033	32 mm, snap-on, pro mikroporézní fólie	30,9	24	9	200	na dotaz
040-080-030	32 mm, trimless	31,2	23,5	9	200	na dotaz
040-080-048	32 mm, s víčky, pro analyzátory Oxford	31,2	38,3	–	100	na dotaz
040-075-033	32 mm, trimless, s víčky	32	23,4	–	200	na dotaz
040-075-033K	32 mm, trimless, s víčky	32	23,4	–	1	na dotaz
040-080-035	34 mm, trimless	34,2	–	11	100	na dotaz
040-080-031	40 mm, trimless	39	23,3	13	100	na dotaz
040-080-032	40 mm, snap-on	39,1	35,6	25	100	na dotaz
040-080-042	40 mm, snap-on	39,3	22,9	16	100	na dotaz
040-080-050	40 mm, trimless, s otvorem	39,9	22	19	100	na dotaz
040-080-051	40 mm, trimless, s otvorem, OEM: SC-3340	39,9	–	19	100	na dotaz
040-075-042	40 mm, trimless, s víčky	40	23	–	200	na dotaz
040-080-038	45 mm, trimless, pro analyzátory Rigaku	43,4	40,1	30	100	na dotaz
040-080-054	45 mm, trimless, s otvorem	45	29,6	22	100	na dotaz
040-075-022	47 mm, trimless, s víčky	47	20	–	200	na dotaz
PŘÍSLUŠENSTVÍ						
040-080-034	víčko pro 040-080-033, 32 mm	32	–	–	200	na dotaz
040-080-043	víčko pro 040-080-042, 40 mm	40	–	–	200	na dotaz
040-080-100	razidlo na otvory	–	–	–	1	na dotaz

Podrobnější popis produktu si zobrazíte po kliknutí na katalogové číslo dané položky (odkaz na webové stránky SparSpec).

Zároveň je možné objednat XRF standardy a certifikované referenční materiály, dále zařízení na přípravu vzorků k XRF analýze, jako jsou mlýny (čelistové nebo otáčivé), hydraulické lisovací tablety, hliníkové formy na tablety, plniva a pojiva do tablet nebo XRF fólie.



Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH (daň z přidané hodnoty) a zahrnují poštovné i balné po celé České republice.

Dodací lhůty: Objednané zboží je dodáváno obvykle obratem po obdržení objednávky. Pokud požadovaný produkt není na skladě, bude vaše objednávka vyřízena do 2 – 5 týdnů.

Ohledně cenové nabídky prosím využijte náš poptávkový systém SparSpec: www.sparspec.cz nebo nás kontaktujte na e-mailové adrese: sale@rmi.cz.